


FORUM von ZEISS

Version 4.2

Umfassendes Datenmanagement für effizientere Arbeitsabläufe in der Ophthalmologie



ZEISS FORUM ermöglicht sofortigen Zugriff auf alle diagnostischen Daten, ob am Arbeitsplatz oder per Fernzugriff

Ihre Anforderungen

Klinische Qualität und Effizienz hängen wesentlich davon ab, wie umfassend und schnell auf Untersuchungsdaten von verschiedenen Diagnosegeräten und früheren Patientenbesuchen zugegriffen werden kann.

Das Ablegen und Bewerten von Roh- und Bilddaten auf Geräten mit immer größeren Datenmengen ist für viele Praxen eine wachsende Herausforderung. Doch der sofortige Zugriff auf klinisch relevante Informationen – zu jeder Zeit und von jedem Arbeitsplatz aus – ist absolut entscheidend.

Unsere FORUM-Lösung

FORUM® von ZEISS bietet ein skalierbares und flexibles Datenmanagementsystem für die Ophthalmologie. Es optimiert den Arbeitsablauf in Klinik und Praxis, bietet Zugang zu allen Patientenuntersuchungen und passt sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur und Diagnoseumgebung ein. Ausgehend von einem zentralen Archiv und dem Viewer kann ZEISS FORUM zu einer umfassenden, standortübergreifenden Lösung zur Bewertung von Daten aus unterschiedlichen Untersuchungsgeräten erweitert werden. Die einzigartigen Anwendungsoptionen von ZEISS FORUM bei Katarakt-, Retina- und Glaukompatienten bieten alle Informationen auf einen Blick, die für eine sichere Befundung erforderlich sind.



ZEISS FORUM

Entscheidende Vorteile

- Interaktive Datenanalyse zur Unterstützung einer schnellen und sicheren Entscheidung mit klinischen Anwendungen wie dem Glaucoma Workplace
- Sichere Entscheidungsfindung durch klinisch relevant dargestellte Untersuchungsdaten (z.B. mit der Ansicht Clinical Displays)
- Optimale Effizienz der Arbeitsabläufe und dadurch erhebliche Zeit-, Platz- und Kostenersparnis durch einen papierlosen Datenfluss
- Zugang zu Patientendaten im Behandlungsraum mit dem FORUM Viewer
- Sorgenlose Anwendung durch nahtlose Integration von FORUM mit der IT-Umgebung in Ihrer Praxis
- FORUM kann mit dem Hospital IT Integration Module erweitert werden, wodurch eine Integration in die externe klinikweite Archivlösung sowie eine zentrale Benutzerverwaltung möglich ist
- Datensicherheit auf neuem Niveau: Zentrale Archivierung aller Bilddaten im Krankenhaus/Verbund möglich
- Schafft Konsistenz der Patientendaten über alle Plattformen hinweg, einschließlich elektronischer Patientenakten Krankenhausinformationssystemen sowie Diagnosegeräten von ZEISS und anderen Herstellern
- Bequemer Datenaustausch zwischen verschiedenen Praxisstandorten durch die standortübergreifende Systemarchitektur von FORUM

Mindestanforderungen für FORUM 4.2 von ZEISS

	ZEISS FORUM Archive	ZEISS FORUM Viewer	
Hardware		PC	iMac®
Prozessor	Intel® Core™ i5, 6. Generation Quad Core oder vergleichbar	Intel® Core™ i5, 6. Generation Quad Core oder vergleichbar	Intel® Core™ i5, 6. Generation Quad Core oder vergleichbar
Freier RAM	mindestens 8 GB*	mindestens 8 GB*	mindestens 8 GB*
Freier Festplattenspeicher	200 GB empfohlen	8 GB empfohlen	8 GB empfohlen
Bildschirmauflösung	mindestens 1280 x 800 Pixel Empfohlen: 1680 x 1050 Pixel oder höher	mindestens 1280 x 800 Pixel Empfohlen: 1680 x 1050 Pixel oder höher	mindestens 1280 x 800 Pixel Empfohlen: 1680 x 1050 Pixel oder höher
Betriebssystem	Windows 7 (64 Bit) mit Service Pack 1, Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit) mit Service Pack 1, Windows Server 2012 R2, Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016, Windows Server 2019	Windows 7 (32 Bit und 64 Bit) mit Service Pack 1, Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit) mit Service Pack 1 oder Windows Terminal Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016, Windows Server 2019	macOS Mojave 10.14 macOS Catalina 10.15

*Unter Berücksichtigung der kompletten Installation einschließlich Plug-ins.

 0297 Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.zeiss.com/forum>



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Deutschland
<https://www.zeiss.com/forum>
www.zeiss.com/med/kontakte

DE_31_022_0011V Gedruckt in Deutschland. CZ-XII/2020 Internationale Ausgabe. Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern. Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. FORUM ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und/oder anderen Ländern. © Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.