



## **ZEISS OPMI pico** Produktspezifikationen



Stand: 2020-07

Seeing beyond

# Produktspezifikationen

OPMI® pico von ZEISS ist ein kompaktes, leistungsfähiges und einfach zu bedienendes Operationsmikroskop:

- Lichtstarke Faseroptikbeleuchtung
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente
- Objektiv mit Feinfokussierung
- 5-stufiger Vergrößerungswechsler
- Weitwinkeloptik
- Sehr mobiles Bodenstativ mit vier leicht beweglichen, feststellbaren Rollen
- Geeignet für SAD (Sexual Assault Documentation)



ZEISS OPMI pico ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Binokularer Gerad- oder Schrägtubus für ausgezeichnete Ergonomie
- Drei Auswahlmöglichkeiten für die integrierte HD-Videokamera:  
HD ready 720p, Full HD 1080p oder Full HD 1080p Live & Streaming with Recording License

## Technische Daten S100 / OPMI pico von ZEISS

<b>Vergrößerung</b>	Manueller Vergrößerungswechsler mit fünf Stufen
<b>Okulare</b>	Weitwinkelokulare 12,5-fach <u>ohne Strichplatte</u>
	<u>mit Strichplatte</u>
	Weitwinkelokulare 10-fach <u>ohne Strichplatte</u>
	<u>mit Strichplatte</u>
<b>Einblicktubus</b>	Binokularer Geradtubus, $f = 170$ mm <i>oder</i> Binokularer 45°-Schrägtubus <i>oder</i> Binokularer 180°-Schwenktubus
<b>Objektiv</b>	300 mm, fokussierbar <i>oder</i> 250 mm, fokussierbar <i>oder</i> Varioskop® 100, fokussierbarer Arbeitsabstand 200–300 mm
<b>Beleuchtung</b>	Halogen oder LED
<b>Rotfrei-Filter</b>	Einschwenkbar
<b>Integrierte HD-Videokamera (optional)</b>	HD ready 720p <i>oder</i> Full HD 1080p <i>oder</i> Full HD 1080p Live & Streaming with Recording License
<b>S100 Stativ</b>	Boden- <i>oder</i> Wand- <i>oder</i> Deckenstativ



S100 / OPMI pico



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Deutschland

[www.zeiss.com/gyn](http://www.zeiss.com/gyn)

[www.zeiss.de/med/kontakte](http://www.zeiss.de/med/kontakte)