



ZEISS PURI CLEAR

Solución salina balanceada

Especificaciones técnicas



ZEISS PURI CLEAR

Para uso intraocular



PURI CLEAR®

Aplicación

PURI CLEAR está indicada para la irrigación de la cámara anterior durante cirugías de cataratas y otros procedimientos intraoculares:

- para eliminar la alfaquimotripsina después de la zonulólisis enzimática;
- para irrigar la cámara anterior después de una hemorragia;
- para irrigar la córnea durante una estrabotomía y otras intervenciones extraoculares;
- para irrigar la conjuntiva después de aplicar fluoresceína;
- para hidratar la superficie corneal y de la conjuntiva durante tratamientos con láser.

Composición

- Cloruro de sodio
- Cloruro de potasio
- Cloruro de calcio dihidratado
- Acetato de sodio trihidratado
- Citrato de trisodio dihidratado
- Cloruro de magnesio hexahidratado
- en una solución estéril, isotónica e isosmótica

La solución salina equilibrada y su envase principal no contienen látex, ftalatos, tejidos animales ni conservantes.

Datos fisicoquímicos

Osmolalidad (mOsm/kg): 295-315
Valor de pH: 6,8-7,6
Índice refractivo nD20: 1,3340-1,3360

Propiedades

La composición, el pH y la osmolalidad de PURI CLEAR se corresponden a los del humor acuoso. PURI CLEAR no contiene ningún ingrediente farmacéutico activo.

Tamaño del envase

Caja de:

- 10 botellas de plástico de 250 ml
- 10 botellas de plástico de 500 ml
- 10 botellas de vidrio de 500 ml
- 10 bolsas de infusión de 500 ml

Temperatura de almacenamiento (°C)

Botella de plástico: no hay requisitos
Botella de vidrio: 5-25
Bolsa de infusión: no hay requisitos

Vida útil

Botella de plástico: 36 meses
Botella de vidrio: 12 meses
Bolsa de infusión: 36 meses

CE 0297



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Alemania

www.zeiss.com/bss

www.zeiss.com/med/contacts

ES_32_022_010311 Impreso en Alemania. CZ-V/2019 Edición internacional: solo a la venta en determinados países. El contenido de este folleto puede diferir de la situación actual de homologación del producto o servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro debido a avances técnicos. PURI CLEAR es una marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG en Alemania o en otros países. © Carl Zeiss Meditec AG, 2019. Todos los derechos reservados.