


# FORUM de ZEISS

## OCT Navigator

Des examens OCT améliorés



### Votre défi

Lorsque vous procédez à l'examen de patients envoyés par des médecins traitants, vous devez souvent faire face à des données diagnostiques variables, par exemple des examens OCT provenant d'appareils de différents fournisseurs d'OCT. Pour de nombreux cabinets ophtalmologiques, l'examen numérique des images OCT et la comparaison de B-scans de différents fabricants sont des tâches difficiles, voire impossibles. Jusqu'à maintenant.

### Notre solution avec FORUM

Désormais, grâce au nouveau ZEISS FORUM OCT Navigator, vous pouvez visualiser et naviguer parmi les images OCT de différents fournisseurs d'OCT. Vous pouvez ainsi parcourir non seulement jusqu'à trois B-scans simultanément à l'aide de votre ZEISS CIRRUS HD-OCT, mais également les données d'examen de tout autre appareil OCT conforme à la norme DICOM. La convivialité améliorée du système facilitera l'examen et la comparaison des données d'examen au fil du temps et vous aidera à prendre des décisions plus rapidement et en toute confiance.



# ZEISS FORUM

## OCT Navigator

### Principaux atouts

- Faites défiler de façon synchrone jusqu'à trois B-scans provenant d'un fournisseur d'OCT tiers conforme à la norme DICOM.
- Choisissez et examinez facilement des images OCT pertinentes.
- Effectuez aisément des zooms et des panoramiques ou réglez la luminosité et le contraste de vos images de fond d'œil et de vos B-scans pour une meilleure prise de décision.
- Commentez une image ou marquez-la comme favorite pour la retrouver rapidement.
- Faites défiler automatiquement vos B-scans OCT à l'aide de la fonction « Auto Play » et réglez la vitesse en fonction de vos préférences.
- Amélioration des performances du flux de tâches d'imagerie OCT.

### Exigences minimales requises pour ZEISS FORUM OCT Navigator

#### Exigences techniques

Les exigences minimales requises pour ZEISS FORUM OCT Navigator correspondent à celles d'un PC exploitant un système FORUM Archive ou Viewer de la version 4.2.3 (ou une version supérieure).

FR\_31\_022\_00331 Imprimé en Allemagne. CZ-III/2019 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France. Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. FORUM est une marque commerciale ou une marque déposée de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays. © Carl Zeiss Meditec AG, 2019. Tous droits réservés.



0297

Pour de plus amples informations, consulter le site : [www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Allemagne

[www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)