




ZEISS FORUM Anwenderbericht
Augenklinik Dardenne in Bonn



Alles aus einer Hand

Das Datenmanagementsystem ZEISS FORUM hilft der Augenklinik Dardenne in Bonn ihren täglichen Arbeitslauf auf vielfältige Weise zu optimieren.



„Ich habe an einer Stelle alle maßgeblichen Untersuchungsergebnisse verfügbar. Das ist großartig.“

*Dr. Hans-Wilhelm Große,
Dardenne Augenklinik*

„Auf Wiedersehen“, noch etwas unsicher, da sie auf einem Auge noch eine Abdeckung trägt, aber lächelnd verabschiedet sich die ältere Dame vom Fahrer des Kleinbusses, der sie vor ihrer Haustür abgesetzt hat. Wie viele andere Patienten nutzt die 72jährige Patientin den Hol- und Bringservice der Dardenne Augenklinik in Bonn – ein Angebot, das der Klinik hilft, konkurrenzfähig und attraktiv für Patienten zu bleiben. Doch auch steigende Patientenzahlen wollen bewältigt werden und auch hier ist die Dardenne Klinik Vorreiter: Seit Ende 2015 arbeitet die Augenklinik mit FORUM® dem Eye Care Data Management System von ZEISS.

Alle vorhandenen Untersuchungsgeräte (im Fall Dardenne vorrangig ZEISS Geräte) sind an ZEISS FORUM angebunden. Das heißt, die Bilddaten werden direkt von den Geräten in ZEISS FORUM abgelegt und gespeichert, und sind so

unmittelbar nach der Untersuchung an allen ZEISS FORUM Arbeitsstationen in der Klinik, z.B. in den Arztzimmern verfügbar. Somit entfallen Ausdrucken und Transportieren von Untersuchungsbildern und Papierakten komplett. Darüber hinaus ist ZEISS FORUM an die elektronische Patientenakte (EPA) der Dardenne Klinik angebunden, wo die Eingabe und Pflege der administrativen Daten vorgenommen wird.

Demografische Daten wie Name, Alter und vor allem die Patientenidentifikationsnummer werden über eine Schnittstelle direkt von der EPA zu ZEISS FORUM übergeben. Die Eingabe der genannten Daten findet somit nur ein einziges Mal statt, anstatt wie vorher an jedem Untersuchungsgerät. Dadurch können redundante oder fehlerhafte Dateneinträge nahezu vermieden werden, was im Klinikalltag eine große Zeitersparnis bedeuten kann.

dardenne AUGENMEDIZIN

ZEISS FORUM Viewer ist in der Dardenne Klinik an acht Arbeitsplätzen und auf zwei Laptops installiert.

2016 wurden folgende OPs durchgeführt:

Katarakt:	6.603
Intravitreale Injektionen:	4.030
Netzhaut:	165
Glaukom:	220
Lid:	548
Hornhaut:	51
Refraktive & Sonstige:	87



Die Augenklinik in Bonn Bad Godesberg wurde von Prof. Dr. Michael Dardenne im Jahr 1989 als eine der ersten privaten Zentren für Augenoperationen mit dem Schwerpunkt Katarakt gegründet. Seit 2015 arbeitet die Klinik erfolgreich mit FORUM – der intuitiven Datenmanagement-lösung von ZEISS.

Doch ZEISS FORUM bietet nicht nur im administrativen Bereich einen Mehrwert, sondern trägt auch zur Effizienzsteigerung im klinischen Bereich bei: Der Arzt hat alle zur Diagnosestellung benötigten Untersuchungen umgehend an einem Platz verfügbar. So hat der Arzt alles Wesentliche im Blick, kann sich ein Bild über den Zustand des Patienten machen und muss nicht in Akten blättern oder zwischen verschiedenen Applikationen wechseln. „Ich habe an einer Stelle alle maßgeblichen Untersuchungsergebnisse verfügbar. Das ist großartig“, schwärmt Dr. Hans-Wilhelm Große vom ZEISS FORUM System. Doch es war keine Liebe auf den ersten Blick. „Mit

der Vorgängerversion haben wir kaum gearbeitet“, berichtet Dr. Große, „aber der Retina Workplace (als Diagnoseunterstützung für Krankheiten der Makula) hat uns sehr interessiert, sodass wir einen Neuanfang mit der aktuellen ZEISS FORUM Version gewagt haben.“ Und das hat sich gelohnt: In Zusammenarbeit mit der Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft wurde das bestehende System auf die neueste Version aktualisiert und die Mitarbeiter erneut geschult - mittlerweile ist ZEISS FORUM fest im Klinikalltag in der Dardenne Augenklinik etabliert und hat volle Akzeptanz beim Team gefunden. „Wenn man einmal weiß, wie ZEISS FORUM funktioniert und es täglich

nutzt, läuft es optimal“, pflichtet Dr. Marion Schäuble ihrem Kollegen bei. Neben dem Retina Workplace ist ZEISS FORUM auch fester Bestandteil des Arbeitsablaufes bei der Korrektur des Grauen Stars, einem Schwerpunkt der Dardenne, zählte sie doch deutschlandweit zu den ersten Kliniken, die ambulante Kataraktoperation im großen Stile anbot.

Ein weiteres Einsatzgebiet von ZEISS FORUM in der Dardenne Augenklinik ist auch die interne Fortbildung von Mitarbeitern, die in der Regel einmal wöchentlich stattfindet. In diesem Rahmen werden Patientenfälle gemeinsam analysiert und diskutiert. Die Darstellung der Bilddaten in ZEISS FORUM erleichtert den Austausch unter den Kollegen und die Präsentation im Team.

Ist man in der Dardenne Augenklinik folglich wunschlos glücklich mit ZEISS FORUM? „Noch nicht ganz“, lächelt Dr. Große: „Wir planen baldmöglichst unsere vier im Umland liegenden MVZs ebenfalls anzubinden.“ Ein wichtiger Schritt für Dardenne, wenn dann alle Bilddaten sämtlicher Standorte über ZEISS FORUM verfügbar sind.



Rezeption und Untersuchungsbereich für Patienten mit Grauem Star.

CE 0297
FORUM

 **Carl Zeiss Meditec AG**
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germany
www.zeiss.com/forum

DE_31_200_00651 Interview mit Dr. Hans-Wilhelm Große und Dr. Marion Schäuble am 19. April 2017.
Der Inhalt dieser Broschüre kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produkts in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. FORUM ist eine eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2017. Alle Urheberrechte vorbehalten.