

# ZEISS CT SPHERIS 204

## Caractéristiques techniques



Seeing beyond



### CT SPHERIS® 204

Conception de l'optique	Monofocale, sphérique
Matériau	Acrylique hydrophile (25 %) avec surface aux propriétés hydrophobes
Diamètre de l'optique	6,0 mm
Diamètre total	11,0 mm
Angulation des haptiques	0°
Conception de la lentille	Monobloc
Taille de l'incision	2,2 mm
Constante A labellisée par le fabricant <sup>1</sup>	118,2
Plage dioptrique	De -10,0 à +30,0 D (de +31,0 à +45,0 D sur demande) -10,0 à +10,0 D : par incréments de 1,0 D +10,0 à +30,0 D : par incréments de 0,5 D +30,0 à +45,0 D : par incréments de 1,0 D
ACD	5,01
Implantation	Sac capsulaire
Kit injecteur/cartouche <sup>2</sup>	Pour les LIO de -10,0 à +30,0 D* : Kit cartouche AT.Shooter A1-2000 / VISCOJECT™-BIO 2.2 <i>ou</i> Kit injecteur VISCOJECT-BIO 2.2 * Pour les LIO de +31,0 à +45,0 D : kit injecteur ACCUJECT™ 3.0

<sup>1</sup> Pour les constantes A et ACD optimisées, consultez le site Web IOLCon : [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)

<sup>2</sup> Visitez notre site Web pour consulter les références les plus récentes : [www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)



0297

AT.Shooter A1-2000  
CT SPHERIS 204



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Allemagne

[www.zeiss.com/iol](http://www.zeiss.com/iol)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)



0482

ACCUJECT 3.0 Injector Set  
VISCOJECT-BIO 2.2 Cartridge Set  
VISCOJECT-BIO 2.2 Injector Set



**Medicel AG**

Dornierstrasse 11

9423 Altenrhein

Suisse

[www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

**fr-OFR\_32\_022\_01711** CZ-X/2023 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.  
Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. AT.Shooter A1-2000 et CT SPHERIS sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et/ou dans d'autres pays. ACCUJECT et VISCOJECT sont des marques de commerce de la société Medicel (0482).  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2023. Tous droits réservés.