



## **FORUM di ZEISS**

Potenziare l'efficienza delle cure oculistiche





## FORUM di ZEISS

### Migliorare il lavoro in tre modi

Dati gli enormi volumi di informazioni che vengono generati e scambiati ogni giorno negli studi oculistici, un'efficiente gestione dei dati è diventata indispensabile.

FORUM® di ZEISS ottimizza l'efficienza dei dati per favorire lo scambio di informazioni in tutta la clinica. Come soluzione scalabile per cliniche di grandi e piccole dimensioni, semplifica i flussi di lavoro per gli esami e la diagnosi e si integra inoltre perfettamente nell'ambiente IT ospedaliero.

In breve FORUM di ZEISS può influire positivamente sui processi operativi in molti modi.

#### La base:

FORUM di ZEISS crea la base per decisioni rapide e sicure e garantisce risparmi in termini di materiali, spazio, costi e, soprattutto, tempo.



*FORUM di ZEISS ci consente di risparmiare 46 minuti al giorno.*

**Karsten Kortüm**, MD,  
Università Ludwig Maximilian, Monaco di Baviera, Germania



## Ottimizzare il flusso operativo

- Gestione completamente elettronica dei dati degli esami
  - Trasmissione dei dati a e dagli strumenti con un unico clic
  - Pratica programmazione degli esami dai dispositivi
- Accesso a tutti i dati diagnostici da qualsiasi stazione di visualizzazione
- Visualizzazioni intuitive per il monitoraggio della progressione delle malattie e la diagnosi

### Trarrete vantaggio da:

Decisioni rapide e sicure

Uso più efficiente di tempo e risorse

Considerevoli risparmi potenziali



*Usare FORUM di ZEISS mi ha consentito di migliorare l'efficienza del mio studio, rivedere rapidamente grandi volumi di dati e prendere decisioni migliori per i miei pazienti.*

**Rishi Singh**, MD, Cleveland Clinic, USA

## Decidere in sicurezza

- Visualizzazioni cliniche preconfigurate per panoramiche e confronti istantanei
- Ampio campo di applicazione: funzioni e postazioni di lavoro per glaucoma, retina e cataratta
- Possibilità di personalizzare le impostazioni
- Panoramica istantanea dell'anamnesi del paziente

### Trarrete vantaggio da:

Decisioni avvedute grazie a panoramiche complete

Efficiente cura dei pazienti nell'ambito di tre patologie principali


Riduzione della complessità nella routine giornaliera

Facile monitoraggio della progressione delle malattie



*Da quando usiamo FORUM di ZEISS, abbiamo guadagnato un'ora in più al giorno da trascorrere con i pazienti.*

**Peter Maloca**, MD, Clinica oculistica di Lucerna, Svizzera



## Semplificare l'ambiente

- Collegamento in rete con tutti gli standard rilevanti:
  - Integrazione con dispositivi ZEISS e di terzi, standard DICOM e non DICOM
  - Collegamento EMR e HIS con tutti gli standard rilevanti come HL7<sup>® 1</sup> ed XML
- Semplificazione dell'infrastruttura IT ospedaliera e della gestione degli utenti:
  - Integrazione con un archivio vendor neutral (VNA) per l'accesso e la gestione centralizzati di tutti i dati medici
  - Amministrazione centralizzata in una directory attiva per aumentare l'efficienza dell'amministrazione degli utenti<sup>2</sup>
- Servizi di migrazione e clean-up dei dati

### Trarrete vantaggio da:

Riduzione nella complessità della gestione dei dati

Nuovo livello di sicurezza ed efficienza dei dati grazie alla riduzione degli sforzi di archiviazione e amministrativi

Minor numero di errori grazie alla migrazione dei dati

*Abbiamo integrato completamente FORUM di ZEISS nell'ambiente IT dell'ospedale. I collegamenti al nostro sistema EMR (Orbis) e al PACS dell'ospedale funzionano senza inconvenienti.*



*Oltre a ciò, usare FORUM nella nostra clinica oculistica ci consente di lavorare con applicazioni cliniche uniche come Retina Workplace per supportare le nostre decisioni cliniche.*

**Tim Sengpiehl**, Reparto IT, Ospedale St. Johannes, Dortmund, Germania

<sup>1</sup> HL7 è un marchio registrato di Health Level Seven International

<sup>2</sup> Le funzioni Active Directory sono disponibili con FORUM versione 4.2 e superiori



*Presupponendo 30 pazienti al giorno, la nostra analisi ha previsto un risparmio di circa 5 settimane di lavoro all'anno e quasi 10.000 Euro di costi di stampa.*

**Wolfgang J. Mayer et. al.,**

"Picture Archiving and Communication Systems in Ophthalmology,"  
CRSToday Europe, maggio 2013



0297

FORUM  
Glaucoma Workplace  
Retina Workplace



FORUM Cataract Workplace



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Germany  
[www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)

IT\_31\_010\_00261 Stampato in Germania. CZ-V/2017 Edizione internazionale: non destinata alla vendita negli Stati Uniti.  
Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o dell'assistenza offerta nel vostro paese. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante locale.  
Riserva di modifiche nella tipologia della fornitura a causa del continuo sviluppo tecnico. FORUM è un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2017. Tutti i diritti riservati.