

# ZEISS CT ASPHINA 409M

## ZEISS CT ASPHINA 409MP préchargée

### Caractéristiques techniques



Seeing beyond



#### CT ASPHINA® 409M

Conception optique	Monofocale, asphérique (aberration neutre)
Matériau	Acrylique hydrophile (25 %) avec surface hydrophobe
Diamètre optique	6,0 mm
Diamètre total	11,0 mm
Angulation des haptiques	0°
Conception de la lentille	Monobloc, MICS
Taille de l'incision	1,8 mm
Constante A fabricant proposée <sup>1</sup>	118,0
Plage dioptrique	De 0,0 à +32,0 D 0,0 à +10,0 D : par incréments de 1,0 D +10,0 à +30,0 D : par incréments de 0,5 D +30,0 à +32,0 D : par incréments de 1,0 D
PCA	4,88
Implantation	Sac capsulaire
Kit injecteur/cartouche <sup>2</sup>	Kit cartouche AT.Shooter A1-2000/VISCOJECT™-BIO 1.8 ou Kit injecteur VISCOJECT-BIO 1.8



#### CT ASPHINA 409MP préchargée

Conception optique	Monofocale, asphérique (aberration neutre)
Matériau	Acrylique hydrophile (25 %) avec surface hydrophobe
Diamètre optique	6,0 mm
Diamètre total	11,0 mm
Angulation des haptiques	0°
Conception de la lentille	Monobloc, MICS
Taille de l'incision	1,8 mm
Constante A fabricant proposée <sup>1</sup>	118,0
Plage dioptrique	De 0,0 à +32,0 D 0,0 à +10,0 D : par incréments de 1,0 D +10,0 à +30,0 D : par incréments de 0,5 D +30,0 à +32,0 D : par incréments de 1,0 D
PCA	4,88
Implantation	Sac capsulaire
Kit injecteur/cartouche <sup>2</sup>	BLUEMIXS® 180

<sup>1</sup> Constantes A et ACD optimisées, consulter le site Web IOLCon : [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)

<sup>2</sup> Consulter notre site Web pour connaître les dernières références mises à jour : [www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)





CT ASPHINA 409M/MP



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Allemagne  
[www.zeiss.com/iol](http://www.zeiss.com/iol)  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)



CT ASPHINA 409MP  
BLUEMIXS 180 injector



**Carl Zeiss Meditec SAS**  
27, avenue Paul Langevin  
17180 Périgny  
France

**FR\_32\_022\_0084111** Imprimé en Allemagne. CZ-I/2020 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.  
Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications, techniques, dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré.  
CT ASPHINA et BLUEMIXS sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays. VISCOJECT est une marque commerciale de Medice! (0482).  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Tous droits réservés.