



Essential Line di ZEISS

L'essenzialità per la diagnostica di base



Portate essenzialità nella diagnostica di base.

Essential Line di ZEISS

// RELIABILITY
MADE BY ZEISS



Essential Line di ZEISS

Qualità diagnostica fin dall'inizio

Una strumentazione diagnostica di base ben funzionante è indispensabile per una gestione efficiente di qualsiasi studio oculistico, indipendentemente dalle sue dimensioni. Un rapido accesso a dati rilevanti è fondamentale per assicurare un'assistenza di alto livello, per esami su nuovi pazienti, checkup di routine, oltre che per prendere decisioni sui trattamenti. La gamma Essential Line di ZEISS offre da subito essenzialità e qualità ai vostri workflow d'esame.



I vantaggi offerti da ZEISS

In qualità di azienda leader attiva nel settore dell'oftalmologia, collaboriamo a stretto contatto con i professionisti del settore per sviluppare soluzioni specifiche per le vostre esigenze e che vi aiutino ad affrontare le sfide quotidiane. I prodotti ZEISS sono conosciuti in tutto il mondo per la loro qualità, precisione ed affidabilità.

Con l'introduzione della Essential Line, avete a disposizione un set completo di dispositivi diagnostici di base. I prodotti della gamma Essential Line vi permetteranno di migliorare in tanti modi i workflow del vostro studio, sia che utilizziate già strumenti ZEISS sia che li stiate prendendo in considerazione per la prima volta. Questi dispositivi sono stati sviluppati con l'obiettivo di offrire performance di qualità e garantire semplicità d'uso. Grazie al design modulare e alle diverse opzioni disponibili, possono essere personalizzati ed ampliati in base alle vostre esigenze: dal singolo dispositivo al set completo per lo studio, mobili compresi.

Gli esami di screening con il retinografo portatile VISUSCOUT 100 di ZEISS sono rapidi e comodi

La connettività adatta alle vostre esigenze

I dispositivi Essential Line di ZEISS assicurano opzioni di connettività complete. Consentono un facile trasferimento ed archiviazione dei dati, indipendentemente dal come/dove avete necessità di utilizzare i singoli dispositivi, favorendo l'ottimizzazione generale e l'efficienza del vostro workflow e del numero di pazienti assistiti.



*Frontifocometro digitale VISULENS 500 di ZEISS
Autorefrattometro VISUREF 100 di ZEISS
Sistema 4 in 1 i.Profiler^{plus} di ZEISS*

Refrazione oggettiva

Per il workflow dei pretest, ZEISS offre una gamma completa di dispositivi di screening e per la refrazione, quali strumenti per la misurazione delle lenti, la refrazione, la cheratometria e l'analisi topografica corneale.



*Tonometro VISUPLAN 500 di ZEISS
Retinografo VISUSCOUT 100 di ZEISS*

Screening di IOP e retina

Le nostre soluzioni per lo screening IOP e per l'imaging della retina rappresentano un valido supporto decisionale. Inoltre, l'uso di questi dispositivi può essere delegato allo staff paramedico, consentendovi di risparmiare tempo prezioso.



*Lampade a fessura di ZEISS
Modulo SL Imaging di ZEISS*

Esame con lampada a fessura

Conosciute per la loro qualità e le performance ottiche, le lampade a fessura di ZEISS sono disponibili in un'ampia gamma di modelli ed accessori opzionali per la documentazione e la comunicazione con il paziente.



Postazione di lavoro diagnostica di base di ZEISS

Forottero digitale di VISUPHOR 500 di ZEISS
Tavola ottometrica VISUSCREEN 100/500 di ZEISS

Refrazione soggettiva

Stabilire con accuratezza l'acuità visiva con il forottero digitale VISUPHOR® 500 di ZEISS e le tavole ottometriche VISUSCREEN 100 o 500 di ZEISS è molto semplice. Potete scegliere tra un sistema con separazione rosso/verde oppure a polarizzazione separata sulla base della rinomata tecnologia Polatest®.

VISUCONNECT 500 di ZEISS
FORUM di ZEISS

Connettività dati

Il nostro concetto di connettività consente il perfetto trasferimento e archiviazione dei dati, indipendentemente dalle vostre necessità di utilizzo dei singoli strumenti nello studio. VISUCONNECT® 500 di ZEISS è disponibile come opzione ed offre connettività di rete, interfaccia DICOM diretta ed interfaccia EMR ben definita. Potrete così utilizzare le worklist di pazienti, salvare i risultati in un archivio centrale, compreso FORUM® di ZEISS, e gestire diversi strumenti preesame di ZEISS mediante un unico PC o, addirittura, un dispositivo wireless.

Mobili per la diagnostica

Dovete arredare il vostro nuovo studio? Oppure rinnovare le sale di esame? Le soluzioni Essential Line di ZEISS includono anche un'ampia scelta di mobili per ottimizzare l'uso dei dispositivi e dello spazio e comprendono riuniti, sedie e supporti.



Ottimizzazione intelligente del workflow diagnostico

- Gamma modulare, facilmente ampliabile di dispositivi diagnostici di base
- Soluzioni personalizzabili per qualsiasi infrastruttura ambulatoriale
- Compatibilità DICOM ed interfaccia chiaramente definita per sistemi EMR/EHR e PACS
- Rinomata qualità ZEISS ad un prezzo accessibile
- Servizi di assistenza ZEISS completi per un rapido supporto



Impegnati per il vostro successo

La gamma Essential Line di ZEISS comprende dispositivi ampliabili di comprovata efficacia, progettati con l'obiettivo di offrire prodotti per l'ottimizzazione del workflow a prezzi accessibili. Questa serie di strumenti per la diagnosi di base completa la gamma di soluzioni che ZEISS fornisce all'oftalmologo.

Attraverso la gamma Essential Line, potete inoltre beneficiare della nostra rete di assistenza globale ben consolidata che comprende hotline locali, consulenze di esperti con brevi tempi di reazione ed interessanti offerte finanziarie. Tutti questi servizi e soluzioni posizionano ZEISS ad un livello più elevato rispetto alla concorrenza e consentono alla vostra struttura di distinguersi dalle altre.

*Negli opuscoli allegati troverete
ulteriori dettagli sui prodotti
Essential Line di ZEISS*



ZEISS: una lunga tradizione di innovazione diagnostica

ZEISS è uno dei marchi leader nell'oftalmologia che, da oltre 100 anni, contribuisce al progresso della diagnostica nel settore oftalmologico. Tra i prodotti e le tecnologie all'avanguardia che abbiamo lanciato:

- la prima lampada a fessura
- il primo microscopio operatorio
- il perimetro HFA
- la tomografia a coerenza ottica (OCT)
- il primo biometro ottico

Questi sono solo alcuni dei tanti esempi in cui ZEISS, in collaborazione con professionisti del settore, ha contribuito a forgiare il campo dell'oftalmologia.



VISULENS 500
 VISUPHOR 500
 VISUCONNECT 500
 SL 115 Classic
 SL 120
 SL 220
 SL 130
 SL cam 5.0



VISUSCREEN 100
 VISUSCREEN 500



0297
 VISUPLAN 500
 VISUREF 100
 FORUM Archive



0598
 VISUSCOUT 100



0297
 i.Profiler^{plus}



Carl Zeiss Meditec AG
 Goeschwitzer Strasse 51–52
 07745 Jena
 Germania
www.zeiss.com/essential-line
www.zeiss.com/med/contacts



Optomed Oy
 Hallituskatu 13-17 D
 90100 Oulu
 Finlandia



Carl Zeiss Vision GmbH
 Turnstrasse 27
 73430 Aalen
 Germania
www.zeiss.com/vision

IT_33_020_000111 Stampato in Germania. CZ-VIII/2016 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. VISUREF, VISULENS, VISUPLAN, VISUPHOR, VISUSCOUT, VISUCONNECT, FORUM, i.Profiler e Polatest sono marchi o marchi registrati di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e/o in altri paesi.
 © Carl Zeiss Meditec AG, 2016. Tutti i diritti riservati.