



ZEISS PURI CLEAR **Soluzione salina bilanciata (SSB)** Specifiche tecniche



Seeing beyond

ZEISS PURI CLEAR

Per uso intraoculare



PURI CLEAR®	
Applicazione	<p>PURI CLEAR è indicato per l'irrigazione della camera anteriore durante la chirurgia della cataratta e altre procedure intraoculari:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rimozione dell'alfa-cimotripsina dopo zonulolisi enzimatica,■ Irrigazione della camera anteriore dopo un'emorragia della stessa■ Irrigazione della cornea durante la strabotomia e altre procedure extraoculari■ Irrigazione della congiuntiva dopo l'applicazione di fluoresceina■ Inumidire la superficie della cornea e della congiuntiva durante un trattamento laser
Composizione	<ul style="list-style-type: none">■ Cloruro di sodio■ Cloruro di potassio■ Calcio cloruro diidrato■ Acetato di sodio triidrato■ Trisodio citrato diidrato■ Magnesio cloruro 6-idrato■ In una soluzione isotonica e isosmotica sterile <p>La soluzione salina bilanciata e la sua confezione primaria sono prive di lattice, ftalati, tessuti animali e conservanti.</p>
Dati chimico-fisici	<p>Osmolarità (mOsmol/kg): 295 – 315 Valore di pH: 6,8 – 7,6 Indice di rifrazione n^D₂₀: 1,3340 – 1,3360</p>
Proprietà	<p>La composizione, il pH e l'osmolarità di PURI CLEAR corrispondono a quelli dell'umore acqueo. PURI CLEAR non contiene ingredienti farmaceutici attivi.</p>
Dimensioni confezione	<p>Scatola da:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 10 bottiglie di plastica da 250 ml■ 10 bottiglie di plastica da 500 ml■ 10 bottiglie di vetro da 500 ml■ 10 sacche di infusione da 500 ml
Temperatura di conservazione (°C)	<p>Bottiglia di plastica: nessun requisito Bottiglia di vetro: 5 – 25 Sacca di infusione: nessun requisito</p>
Data di scadenza	<p>Bottiglia di plastica: 36 mesi Bottiglia di vetro: 12 mesi Sacca di infusione: 36 mesi</p>

CE 0297

PURI CLEAR



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/bss

www.zeiss.com/med/contacts

IT_32_022_010311 Stampato in Germania. CZ-1/2020 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nelle esecuzioni e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. PURI CLEAR è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e / o altri paesi. © Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Tutti i diritti riservati.