

ZEISS CT ASPHINA 409M

ZEISS CT ASPHINA 409MP préchargée

Caractéristiques techniques



Seeing beyond



CT ASPHINA® 409M

Conception optique	Monofocale, asphérique (aberration neutre)
Matériau	Acrylique hydrophile (25 %) avec surface hydrophobe
Diamètre optique	6,0 mm
Diamètre total	11,0 mm
Angulation des haptiques	0°
Conception de la lentille	Monobloc, MICS
Taille de l'incision	1,8 mm
Constante A fabricant proposée ¹	118,0
Plage dioptrique	De 0,0 à +32,0 D 0,0 à +10,0 D : par incréments de 1,0 D +10,0 à +30,0 D : par incréments de 0,5 D +30,0 à +32,0 D : par incréments de 1,0 D
PCA	4,88
Implantation	Sac capsulaire
Kit injecteur/cartouche ²	Kit cartouche AT.Shooter A1-2000/VISCOJECT™-BIO 1.8 ou Kit injecteur VISCOJECT-BIO 1.8



CT ASPHINA 409MP préchargée

Conception optique	Monofocale, asphérique (aberration neutre)
Matériau	Acrylique hydrophile (25 %) avec surface hydrophobe
Diamètre optique	6,0 mm
Diamètre total	11,0 mm
Angulation des haptiques	0°
Conception de la lentille	Monobloc, MICS
Taille de l'incision	1,8 mm
Constante A fabricant proposée ¹	118,0
Plage dioptrique	De 0,0 à +32,0 D 0,0 à +10,0 D : par incréments de 1,0 D +10,0 à +30,0 D : par incréments de 0,5 D +30,0 à +32,0 D : par incréments de 1,0 D
PCA	4,88
Implantation	Sac capsulaire
Kit injecteur/cartouche ²	BLUEMIXS® 180

¹ Constantes A et ACD optimisées, consulter le site Web IOLCon : www.iolcon.org

² Consulter notre site Web pour connaître les dernières références mises à jour : www.zeiss.com/injectors





CT ASPHINA 409M/MP



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.com/iol
www.zeiss.com/med/contacts



CT ASPHINA 409MP
BLUEMIXS 180 injector



Carl Zeiss Meditec SAS
27, avenue Paul Langevin
17180 Périgny
France

FR_32_022_0084111 Imprimé en Allemagne. CZ-I/2020 - Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.
Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré.
CT ASPHINA et BLUEMIXS sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays. VISCOJECT est une marque commerciale de Mediceal (0482).
© Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Tous droits réservés.