



## **ZEISS COMBIVISC**

Die perfekte Kombination  
zweier Viskoelastika für  
die gesamte Augen Chirurgie



Seeing beyond

## Das Multitalent

Raumerhalt. Schutz. Effizienz.




**COMBIVISC®** ist auch im 5er-Multipack erhältlich (fünf Einheiten aus je 1x dispersivem und 1x kohäsivem Viskoelastikum), ausreichend für fünf Operationen.

## Zwei Viskoelastika

für alle Anforderungen in jeder Phase der Augenoperation.

### COMBI



**VISC**

COMBIVISC sorgt auch bei komplexen Fällen für Raumerhalt und Schutz und ist darüber hinaus schnell und einfach zu entfernen.

## Die Flexibilität von zwei unterschiedlichen Viskoelastika ...


Das **dispersive** Viskoelastikum bietet Schutz und Sicht während der Entfernung der Katarakt

- Zuverlässiger Schutz des Endothels und von anderem Gewebe während Manipulationen
- Sehr gute Raumeinteilung
- Hervorragende optische Klarheit<sup>1</sup>
- Einfache Injektion
- Einfachere Aspiration verglichen mit anderen dispersiven Viskoelastika<sup>2</sup>

## ... die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Das leistungsstarke **kohäsive** Viskoelastikum sorgt für Raumstabilität während der IOL-Implantation

- Hocheffektive raumtaktische Wirkung in der Vorderkammer<sup>3</sup>
- Gute Kapselsackstabilisierung
- Optimale Kammerretention
- Einfache Injektion<sup>3</sup>
- Schnelles, einfaches Absaugen<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Werner W. Hütz et al.: Comparison of viscoelastic substances used in phacoemulsification. JCRS Vol 22, Sept. 1996

<sup>2</sup> Steve A. Arshinoff, M. Jafari: New classification of ophthalmic viscosurgical devices. JCRS Vol 31, Nov. 2005

<sup>3</sup> Harry Domack: Z-HYALIN Plus: A Versatile Cohesive Agent. Cataract & Refractive Surgery Today. Europe, July/August 2011

**CE** 0344

COMBIVISC



**Hyaltech Ltd.**

Starlaw Business Park  
Livingston EH54 8SF  
Vereinigtes Königreich  
[www.zeiss.com/ovd](http://www.zeiss.com/ovd)  
[www.zeiss.com/contacts](http://www.zeiss.com/contacts)



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Deutschland  
[www.zeiss.com/ovd](http://www.zeiss.com/ovd)  
[www.zeiss.com/contacts](http://www.zeiss.com/contacts)

**de-INT\_32\_010\_015511** Gedruckt in Deutschland, CZ-IV/2023 Internationale Ausgabe; Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.  
Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. COMBIVISC ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und/ oder anderen Ländern.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2023. Alle Rechte vorbehalten.