



Seeing beyond

FORUM di ZEISS

Versione 4.4

Software di gestione dati intuitivo

FORUM® di ZEISS è un software per oftalmologia che può essere personalizzato in base alle tue esigenze. Scopri l'ultima versione che ti offre massima semplicità, strumenti di revisione avanzati e maggiore sicurezza.

Massima semplicità:

Sperimenta la comodità tramite un'interfaccia intuitiva e pochi clic.

- Esegui procedure come zoom e vista panoramica su più documenti contemporaneamente per un rapido confronto.
- Esporta in modo flessibile documenti in formato DICOM e non DICOM.
- Passa agevolmente dalla revisione dei documenti a una vista sovrapposta o affiancata e naviga in modo intuitivo tra i documenti.

Strumenti di revisione avanzati:

Ottieni informazioni più approfondite e prendi decisioni sicure grazie a efficaci strumenti di analisi.

- Utilizza i canali colore per visualizzare le strutture retiniche.
- Esegui misurazioni e inserisci manualmente le note in aree specifiche delle immagini.
- Esamina coppie di immagini CLARUS per la valutazione stereoscopica.
- Scorri simultaneamente le scansioni OCT più recenti nell'OCT Display integrato.

Maggiore sicurezza:


Una protezione sicura e la piena conformità agli standard di sicurezza garantiscono massima tranquillità.

- Protezione dei dati in transito grazie alla crittografia TLS e dei dati a riposo tramite la crittografia trasparente del database.
- Affidati alla comunicazione DICOM TLS con strumenti ZEISS e non ZEISS¹ e sistemi DICOM.
- Utilizza un'interfaccia di gestione intuitiva per configurare facilmente impostazioni complesse o pianificare i backup.

Scopri ulteriori vantaggi di ZEISS FORUM

- Aumenta l'efficienza e risparmia tempo, spazio e denaro con un flusso di lavoro senza supporti cartacei.
- Amplia il tuo software [ZEISS FORUM](#) con le applicazioni cliniche per [retina](#), [glaucoma](#), [chirurgia refrattiva](#) e della [cataratta](#) per soddisfare le esigenze di ogni paziente.
- Collega tutti i dispositivi diagnostici (DICOM e non DICOM), sia di ZEISS che di altri fornitori, e integrali con i sistemi informativi EMR e ospedalieri già esistenti.
- Scambia comodamente i dati tra varie sedi grazie all'architettura multi-sito di ZEISS FORUM.

1. Lo strumento/modalità deve supportare TLS



FORUM di ZEISS consente l'accesso in tempo reale ai dati diagnostici da postazioni di lavoro locali o remote.

Requisiti minimi per FORUM 4.4 di ZEISS

Hardware	FORUM Archive di ZEISS	FORUM Viewer di ZEISS	
		PC	Mac®
Processore	Intel Core i5 (11ª generazione)	Intel Core i5 (11ª generazione)	Intel Core i5 (11ª generazione) o Apple ARMv6
RAM libera	Minimo ² : 8 GB Raccomandata: 16 GB	Minimo ² : 8 GB Raccomandata: 16 GB	Minimo ² : 8 GB
Spazio libero su disco rigido	Minimo: 200 GB	Minimo: 8 GB	Minimo: 8 GB
Risoluzione schermo	Minimo: 1280 × 800 pixel Raccomandata: 1680 × 1050 pixel o superiore	Minimo: 1280 × 800 pixel Raccomandata: 1920 × 1080 pixel o superiore	Minimo: 1280 × 800 pixel Raccomandata: 1680 × 1050 pixel o superiore
Sistema operativo	Windows 10 (64 bit) Windows 11 (64 bit) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Windows 10 (64 bit) Windows 11 (64 bit) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	macOS Sonoma 14.x

Contatta il tuo rappresentante di vendita e ricevi configurazioni per soluzioni estese.



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germania
www.zeiss.com/forum
www.zeiss.com/med/contacts

2. Considera l'installazione completa, compresi i plug-in.