



## **FORUM Office von ZEISS**

Version 3.0

Stand: 2020-5



Seeing beyond

# FORUM Office von ZEISS

## Ihre Herausforderung

Als Arzt sind Ihre Arbeitstage komplett ausgefüllt. Ein schneller und effizienter Zugriff auf verlässliche Untersuchungsdaten von Patienten ist für eine genaue medizinische Beurteilung unverzichtbar. Aber wenn Ihre medizinischen Geräte und Ihr Computer nicht miteinander „kommunizieren“, wer hat dann noch Zeit, sich mit IT-Themen zu beschäftigen? Ein nahtloser, digitaler Arbeitsablauf von dem Moment, in dem der Patient Ihre Praxis betritt, bis zur Abschlussbesprechung, ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Augenarztpraxis.

## Ihre Vorteile

- Höhere Praxiseffizienz dank papierlosem Arbeitsablauf – von Anfang bis Ende
- Zentrale Datenspeicherung und -sicherung sorgt für höhere Datensicherheit und Verlässlichkeit
- Diagnosedaten sind ganz einfach in Echtzeit aufrufbar und werden übersichtlich auf einem einzigen Bildschirm dargestellt

## Unsere FORUM-Lösung

FORUM Office von ZEISS ist eine intuitive und flexible Datenmanagementlösung für die Ophthalmologie. Die Software ist auf einem leistungsstarken Computer der neuesten Generation vorinstalliert und lässt sich ohne komplizierte Einrichtung direkt in Ihre Praxis integrieren, auch in bestehende EMR-Software-Systeme zur elektronischen Verwaltung von Patientenakten. FORUM Office von ZEISS wächst mit Ihren individuellen Bedürfnissen und passt sich an Veränderungen an. Und wenn Ihre Praxis expandiert, lassen sich mühelos weitere Untersuchungsgeräte, ZEISS FORUM Viewer und klinische Workplace-Anwendungen von ZEISS zu einer Gesamtlösung integrieren.

- ZEISS FORUM Office nutzt vorkonfigurierte klinische Ansichten, mit denen die Daten aus vorliegenden Berichten und Aufnahmen fallspezifisch zusammengeführt werden – ganz einfach und reibungslos
- Die ZEISS FORUM-Software unterstützt die fundierte Entscheidungsfindung durch klinisch relevant dargestellte Untersuchungsdaten
- ZEISS FORUM Office kann optional durch klinische Workplace-Lösungen für Patienten mit Glaukom, Katarakt oder Retinaerkrankungen erweitert werden

|                                   | <b>ZEISS FORUM Office<br/>(Hardware inbegriffen)</b>  | <b>Mindestanforderungen für den zusätzlichen FORUM Viewer<br/>von ZEISS</b>   |  |
|-----------------------------------|---|---|--|
| <b>Hardware</b>                   | <b>Dell PC, OptiPlex Mini Tower</b>   | <b>PC</b>   | <b>Mac</b>   |
| <b>Prozessor</b>                  | Leistungstarker Intel® Core™ i7-8700 (6 Kerne/12 MB/12 T/ bis zu 4,6 GHz/65 W)  | Intel® Core™ i5, 9. Generation Quad Core oder vergleichbar  | Intel® Core™ i5, 9. Generation Quad Core oder vergleichbar                   |
| <b>Freier Arbeitsspeicher</b>     | 32 GB RAM intern  | mindestens 8 GB   | mindestens 8 GB  |
| <b>Freier Festplattenspeicher</b> | 1 SSD-Speicherplatte mit 256 GB und 3 Festplatten mit je 2 TB zur Unterstützung mit zusätzlicher Bild- und Datensicherungskapazität während des PC-Betriebs | 8 GB empfohlen  | 8 GB empfohlen   |
| <b>Bildschirmauflösung</b>        | 1.920 × 1.080 Pixel   | mindestens 1.280 × 800 Pixel<br>Empfohlen:<br>1.680 × 1.050 Pixel oder höher  | mindestens 1.280 × 800 Pixel<br>Empfohlen:<br>1.680 × 1.050 Pixel oder höher |
| <b>Betriebssystem</b>             | Windows 10 (64 Bit)   | Windows 7 (32 Bit und 64 Bit) mit Service Pack 1, Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit) mit Service Pack 1 oder Windows Terminal Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016, Windows Server 2019 | macOS Mojave (10.14)<br>macOS Catalina (10.15)                               |
| <b>Display</b>                    | 24-Zoll-LED-Monitor   | –   | –  |
| <b>Zubehör</b>                    | Maus, Tastatur und optionale Netzwerkausrüstung   | –   | –  |



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und erfahren Sie mehr.  
Weitere Informationen finden Sie unter: [www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)

 0297 (FORUM Archive & Viewer)



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Deutschland  
[www.zeiss.com/forum](http://www.zeiss.com/forum)  
[www.zeiss.de/med/kontakte](http://www.zeiss.de/med/kontakte)

**DE\_31\_022\_002311** Gedruckt in Deutschland. CZ-VIII/2020 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.  
Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. FORUM ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und/oder anderen Ländern. Die vorgenannten Hardwarekomponenten werden nicht von der Carl Zeiss Meditec AG hergestellt und fallen nicht unter deren gesetzliche Verantwortung.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.