



## **ZEISS OPMI pico**

Specifiche del prodotto

Ultimo aggiornamento 07/2020



Seeing beyond

# Specifiche del prodotto

OPMI® pico è un microscopio operatorio compatto, ad alte prestazioni e di facile utilizzo.

- Illuminazione a fibra ottica ad elevata intensità
- Disposizione ergonomica di tutti i comandi
- Obiettivo con messa a fuoco di precisione
- Variatore di ingrandimento a 5 fattori
- Ottiche grandangolari
- Stativo da pavimento di massima mobilità con quattro ruote bloccabili e facilmente manovrabili
- Indicato anche per documentare gli abusi sessuali

ZEISS OPMI pico è disponibile in varie configurazioni:

- Tubo binoculare dritto o inclinato per un'ergonomia eccellente
- Tre versioni di videocamera HD integrata disponibili:  
HD-ready 720p, Full HD 1080p o live & streaming (Full HD 1080p) with recording license.



## Dati tecnici

### S100/OPMI pico di ZEISS

<b>Ingrandimento</b>	Variatore d'ingrandimento manuale a cinque posizioni	
<b>Oculari</b>	Oculari a grande campo 12,5x	senza reticolo
		con reticolo
	Oculari a grande campo 10x	senza reticolo
		con reticolo
<b>Tubo di osservazione</b>	Tubo binoculare dritto, f=170 mm o Tubo binoculare inclinato 45° o Tubo binoculare orientabile 180°	
<b>Lente obiettivo</b>	300 mm, con messa a fuoco o 250 mm, con messa a fuoco o Varioskop® 100, distanza di lavoro regolabile 200 – 300 mm	
<b>Illuminazione</b>	Illuminazione alogena o LED	
<b>Filtro rosso-privò</b>	Ad inserimento	
<b>Videocamera HD integrata (opzionale)</b>	HD-ready 720p o Full HD 1080p o Live & streaming (Full HD 1080p) with recording license	
<b>Sostegno sospeso S100</b>	Stativo da pavimento S100, stativo da soffitto o stativo da parete.	



S100 / OPMI pico



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

[www.zeiss.com/gyn](http://www.zeiss.com/gyn)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)