

# ZEISS CT ASPHINA 509M

## ZEISS CT ASPHINA 509MP precaricata

Specifiche tecniche



Seeing beyond



### CT ASPHINA® 509M

|   |   |
|---|---|
| Design dell'ottica                            | Monofocale, asferica (con correzione dell'aberrazione)  |
| Materiale                                     | Acrilico idrofilo (25%) con superficie idrofoba   |
| Diametro dell'ottica                          | 6,0 mm  |
| Diametro totale                               | 11,0 mm   |
| Angolazione aptica                            | 0°  |
| Design della lente                            | Monopezzo, MICS   |
| Dimensioni dell'incisione                     | 1,8 mm  |
| Costante A indicata dall'azienda <sup>1</sup> | 118,3   |
| Range diottrico                               | Da 0,0 a +32,0 D<br>da 0,0 a +10,0 D, con incrementi di 1,0 D<br>da +10,0 a +30,0 D, con incrementi di 0,5 D<br>da +30,0 a +32,0 D, con incrementi di 1,0 D |
| ACD   | 5,07  |
| Impianto in                                   | Sacco capsulare   |
| Iniettore/Set di cartucce <sup>2</sup>        | AT.Shooter A1-2000/Set di cartucce VISCOJECT™-BIO 1.8<br>o<br>set di iniettori VISCOJECT-BIO 1.8  |




### CT ASPHINA 509MP precaricata

|   |   |
|---|---|
| Design dell'ottica                            | Monofocale, asferica (con correzione dell'aberrazione)  |
| Materiale della IOL                           | Acrilico idrofilo (25%) con superficie idrofoba   |
| Diametro dell'ottica                          | 6,0 mm  |
| Diametro totale                               | 11,0 mm   |
| Angolazione aptica                            | 0°  |
| Design della lente                            | Monopezzo, MICS   |
| Dimensioni dell'incisione                     | 1,8 mm  |
| Costante A indicata dall'azienda <sup>1</sup> | 118,3   |
| Range diottrico                               | Da 0,0 a +32,0 D<br>da 0,0 a +10,0 D, con incrementi di 1,0 D<br>da +10,0 a +30,0 D, con incrementi di 0,5 D<br>da +30,0 a +32,0 D, con incrementi di 1,0 D |
| ACD   | 5,07  |
| Impianto in                                   | Sacco capsulare   |
| Iniettore/Set di cartucce <sup>2</sup>        | BLUEMIXS® 180   |

<sup>1</sup> Per costanti A e ACD ottimizzate, fare riferimento a IOLCon: [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)

<sup>2</sup> Si prega di consultare la nostra pagina Internet per i riferimenti più aggiornati: [www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)





CT ASPHINA 509M/MP



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

[www.zeiss.com/iol](http://www.zeiss.com/iol)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)



CT ASPHINA 509MP  
BLUEMIXS 180 injector



**Carl Zeiss Meditec SAS**

27 Avenue Paul Langevin

17180 Périgny

Francia