



ZEISS OPMI pico

Especificaciones de producto



Seeing beyond

Actualizado por última vez: 07/20

Especificaciones de producto

OPMI® pico de ZEISS es un microscopio quirúrgico compacto de alto rendimiento y sencillo de utilizar:

- Iluminación óptima por fibras ópticas
- Disposición ergonómica de todos los mandos
- Lente de objetivo con enfoque fino
- Cambiador de aumento de 5 pasos
- Óptica gran angular
- Estativo de suelo muy fácil de mover por medio de ruedas que también disponen de frenos
- Apropiado como paquete de SAD (Sexual Assault Documentation)



ZEISS OPMI pico está disponible en diversas configuraciones:

- Tubo binocular recto u oblicuo para una ergonomía óptima
- Es posible elegir entre tres versiones de cámara de vídeo HD integrada:
HD-ready 720p, Full HD 1080p o live & streaming (Full HD 1080p) with recording license.

Datos técnicos

S100 / OPMI pico de ZEISS

Aumento	Cambiador de aumento manual de cinco factores	
Oculares	Oculares gran angular 12,5x	sin retícula
		con retícula
	Oculares gran angular 10x	sin retícula
		con retícula
Tubo de visionado	Tubo binocular recto, f=170 mm o Tubo binocular oblicuo de 45° o Tubo binocular oblicuo de 180°	
Lente de objetivo	300 mm, enfocable o 250 mm, enfocable o Varioskop® 100, distancia de trabajo enfocable 200-300 mm	
Iluminación	Halógena o LED	
Filtro verde (red-free)	Intercambiable	
Cámara de vídeo HD integrada (opcional)	HD-ready 720p o Full HD 1080p o Live & streaming (Full HD 1080p) with recording license	
Soporte de suspensión S100	Estativo de suelo o de pared o de techo	



S100 / OPMI pico



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Alemania

www.zeiss.com/gyn

www.zeiss.com/med/contacts