


FORUM ASSIST match de ZEISS

Versión 1.5

Identificación rápida de
incoherencias en los registros de pacientes



Status	Last Name	First Name	Patient ID	Issuer of Patient ID	Gender	Date of Birth
	Smith	Lynda	11111	FORUM2	Female	Jul 19, 1964
	Smith	Linda	22222	FORUM	Female	Jul 19, 1964
	Smith	Linda	11111	FORUM	Female	Jul 19, 1964
	Snyder	Robert	44444	FORUM	Male	May 23, 1936
	Snyder	Robert	33333			May 23, 1936
	Snyder	Bob	33333			May 23, 1936

Patient ID	Issuer of Patient ID
11111	FORUM2
22222	FORUM
11111	FORUM
44444	FORUM
33333	FORUM
33333	FORUM2

Su desafío

Cuando se migran los datos de diferentes instrumentos de diagnóstico al entorno de gestión de datos de FORUM®, a menudo aparecen incoherencias en los registros de pacientes como, por ejemplo, la duplicación de expedientes. Estas incoherencias, como cuando se ha escrito el nombre del paciente de manera distinta o se ha utilizado una identificación del paciente diferente, se deberían eliminar rápidamente fusionando los registros duplicados. El primer paso es localizar las incoherencias.

Nuestra solución FORUM

ZEISS FORUM ASSIST match es una herramienta informática muy eficaz que se ha diseñado para localizar con rapidez los registros duplicados del paciente que se guardan en FORUM Archive. Las consultas pueden aprovechar el gran ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero que supondría la localización y eliminación manual de ese tipo de irregularidades. Una vez identificados con ZEISS FORUM ASSIST match, los registros duplicados se pueden fusionar fácil y rápidamente.



ZEISS FORUM ASSIST match

Ventajas clave

- Rápida identificación de incoherencias en registros de pacientes realizando una exploración rigurosa y precisa en FORUM
- Sencilla fusión de varios registros de pacientes y duplicados, mostrándolos en un resumen general fácil de entender
- Fácil migración de datos heredados de diferentes instrumentos mediante la definición de criterios individuales de búsqueda

Requisitos mínimos de FORUM ASSIST match de ZEISS

ZEISS FORUM ASSIST match	
Requisitos técnicos	Los requisitos técnicos mínimos para ZEISS FORUM ASSIST match 1.5 son los mismos que para un PC que utiliza una versión 4.2 (o superior) de FORUM Archive o Viewer.

ZEISS FORUM ASSIST match solo está disponible con documentación e interfaz gráfica de usuario en inglés.

Para obtener más información, visite: www.zeiss.com/forum

UE: ZEISS FORUM ASSIST match no se considera un dispositivo médico y, por tanto, no lleva la marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE.

EE. UU.: De acuerdo con las normas de la FDA, ZEISS FORUM ASSIST match es un accesorio de un producto médico de Clase II (FORUM).

* Los datos del paciente modelo que se muestran son totalmente ficticios. Cualquier similitud con personas reales es, por tanto, pura coincidencia.



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.zeiss.com/forum