



## **ZEISS PURI CLEAR**

### **Soluzione salina bilanciata (SSB)**

Specifiche tecniche



Seeing beyond

# ZEISS PURI CLEAR

Per uso intraoculare



| PURI CLEAR®                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                      | <p>PURI CLEAR è indicato per l'irrigazione della camera anteriore durante la chirurgia della cataratta e altre procedure intraoculari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rimozione dell'alfa-cimotripsina dopo zonulolisi enzimatica,</li><li>■ Irrigazione della camera anteriore dopo un'emorragia della stessa</li><li>■ Irrigazione della cornea durante la strabotomia e altre procedure extraoculari</li><li>■ Irrigazione della congiuntiva dopo l'applicazione di fluoresceina</li><li>■ Inumidire la superficie della cornea e della congiuntiva durante un trattamento laser</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                        |
| Composizione                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Cloruro di sodio</li><li>■ Cloruro di potassio</li><li>■ Calcio cloruro diidrato</li><li>■ Acetato di sodio triidrato</li><li>■ Trisodio citrato diidrato</li><li>■ Magnesio cloruro 6-idrato</li><li>■ In una soluzione isotonica e isosmotica sterile</li></ul> <p>La soluzione salina bilanciata e la sua confezione primaria sono prive di lattice, ftalati, tessuti animali e conservanti.</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| Dati chimico-fisici               | Osmolarità (mOsmol/kg):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295 – 315                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Valore di pH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,8 – 7,6                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Indice di rifrazione n <sub>D</sub> 20:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,3340 – 1,3360                                                                                                                                                                                                        |
| Proprietà                         | La composizione, il pH e l'osmolarità di PURI CLEAR corrispondono a quelli dell'umore acqueo. PURI CLEAR non contiene ingredienti farmaceutici attivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni confezione             | Scatola da:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 10 bottiglie di plastica da 250 ml</li><li>■ 10 bottiglie di plastica da 500 ml</li><li>■ 10 bottiglie di vetro da 500 ml</li><li>■ 10 sacche di infusione da 500 ml</li></ul> |
| Temperatura di conservazione (°C) | Bottiglia di plastica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nessun requisito                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Bottiglia di vetro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 – 25                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | Sacca di infusione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nessun requisito                                                                                                                                                                                                       |
| Data di scadenza                  | Bottiglia di plastica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 mesi                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Bottiglia di vetro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 mesi                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Sacca di infusione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 mesi                                                                                                                                                                                                                |

CE 0297

PURI CLEAR



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

[www.zeiss.com/bss](http://www.zeiss.com/bss)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

IT\_32\_022\_010311 Stampato in Germania. CZ-1/2020 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nelle esecuzioni e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. PURI CLEAR è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e / o altri paesi. © Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Tutti i diritti riservati.