



## **ZEISS PURI CLEAR** **Soluzione salina bilanciata (SSB)** Specifiche tecniche



Seeing beyond

# ZEISS PURI CLEAR

## Per uso intraoculare



### PURI CLEAR®

**Applicazione** PURI CLEAR è indicato per l'irrigazione della camera anteriore durante la chirurgia della cataratta e altre procedure intraoculari:

- Rimozione dell'alfa-cimotripsina dopo zonulolisi enzimatica,
- Irrigazione della camera anteriore dopo un'emorragia della stessa
- Irrigazione della cornea durante la strabotomia e altre procedure extraoculari
- Irrigazione della congiuntiva dopo l'applicazione di fluoresceina
- Inumidire la superficie della cornea e della congiuntiva durante un trattamento laser

**Composizione**

- Cloruro di sodio
- Cloruro di potassio
- Calcio cloruro diidrato
- Acetato di sodio triidrato
- Trisodio citrato diidrato
- Magnesio cloruro 6-idrato
- In una soluzione isotonica e isosmotica sterile

La soluzione salina bilanciata e la sua confezione primaria sono prive di lattice, ftalati, tessuti animali e conservanti.

**Dati chimico-fisici**

Osmolarità (mOsmol/kg): 295 – 315  
Valore di pH: 6,8 – 7,6  
Indice di rifrazione n<sup>D</sup><sub>20</sub>: 1,3340 – 1,3360

**Proprietà** La composizione, il pH e l'osmolarità di PURI CLEAR corrispondono a quelli dell'umore acqueo. PURI CLEAR non contiene ingredienti farmaceutici attivi.

**Dimensioni confezione** Scatola da:

- 10 bottiglie di plastica da 250 ml
- 10 bottiglie di plastica da 500 ml
- 10 bottiglie di vetro da 500 ml
- 10 sacche di infusione da 500 ml

**Temperatura di conservazione (°C)**

Bottiglia di plastica: nessun requisito  
Bottiglia di vetro: 5 – 25  
Sacca di infusione: nessun requisito

**Data di scadenza**

Bottiglia di plastica: 36 mesi  
Bottiglia di vetro: 12 mesi  
Sacca di infusione: 36 mesi

CE 0297

PURI CLEAR



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

[www.zeiss.com/bss](http://www.zeiss.com/bss)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

IT\_32\_022\_010311 Stampato in Germania. CZ-1/2020 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nelle esecuzioni e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. PURI CLEAR è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e / o altri paesi. © Carl Zeiss Meditec AG, 2020. Tutti i diritti riservati.