

Catálogo de corrección visual por láser de ZEISS

Permite tratar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, así como la presbicia



Apuesta por décadas de experiencia demostrada en la corrección visual por láser.

ZEISS cuenta con uno de los catálogos de corrección visual por láser más completos del sector.

ZEISS MEL 90
Láser de excímero



ZEISS VISUMAX 800
Láser de femtosegundos



Procedimiento		PRK Queratectomía fotorrefractiva		LASIK Queratomileusis in situ asistida por láser			KLEx Extracción lenticular queratorefractiva		
		LASEK	PRK con alcohol o mecánico	Microqueratomo-LASIK		Femto-LASIK	Extracción lenticular		
Tipo de tratamiento									
				Micro-anisometropía		Micro-anisometropía		Monovisión	
Defecto refractivo	Miopía	■	■	■	■ ¹	■	■ ¹	■	■ ¹
	Hipermetropía	■	■	■	■ ¹	■	■ ¹	■	■ ¹
	Astigmatismo	■	■	■	■ ¹	■	■ ¹	■	■ ¹
	Presbicia				■ ¹		■ ¹		
Dispositivo ZEISS		MEL 90	MEL 90	MEL 90	MEL 90	VISUMAX 800 MEL 90	VISUMAX 800 MEL 90	VISUMAX 800	VISUMAX 800
Opción de ZEISS				ZEISS PRESBYOND	ZEISS LASIK	ZEISS PRESBYOND	ZEISS SMILE pro	ZEISS SMILE pro	

¹ Pacientes con presbicia