



ZEISS COMBIVISC

La combinaison de deux solutions viscoélastiques adaptée à l'intégralité de la chirurgie ophthalmique



Seeing beyond

Polyvalent

Espace. Protection. Efficacité.




COMBIVISC® est également disponible en multipack de 5 unités (1 OVD dispersif et 1 OVD cohésif par unité) pour réaliser 5 interventions chirurgicales.

La combinaison de deux OVDs

pour répondre aux besoins spécifiques de chaque étape de la chirurgie ophtalmique.

COMBI



VISC

Crée de l'espace et protège durant toutes les interventions, même les plus complexes. Le retrait est rapide et facile.

La flexibilité de deux concepts d'OVD*...

... pour répondre à tous vos besoins.

L'OVD **dispersif** apporte protection et clarté pendant l'extraction de la cataracte.

- Protection fiable de l'endothélium et des autres tissus durant les différentes manipulations chirurgicales
- Très bonne délimitation de l'espace
- Excellente clarté optique¹
- Facilité d'injection
- Aspiration plus facile qu'avec les autres OVDs dispersifs²


L'OVD **cohésif** maintient efficacement les espaces anatomiques pendant l'implantation de la LIO.

- Création et maintien optimal de l'espace dans la chambre antérieure³
- Bon gonflement du sac capsulaire
- Stabilisation optimale de la chambre
- Facilité d'injection³
- Retrait rapide et facile²



1 OVD dispersif
30 mg/ml, 0.85 ml

COMBI



VISC



1 OVD cohésif
15 mg/ml, 1.0 ml

*OVD : Dispositif viscoélastique

¹ Werner W. Hütz et al.: Comparison of viscoelastic substances used in phacoemulsification. JCRS Vol 22, sept. 1996

² Steve A. Arshinoff, M. Jafari : New classification of ophthalmic viscosurgical devices. JCRS Vol 31, nov. 2005

³ Harry Domack : Z-HYALIN Plus : A Versatile Cohesive Agent. Cataract & Refractive Surgery Today. Europe, juillet/août 2011

CE 0344

COMBIVISC



Hyaltech Ltd.

Starlaw Business Park
Livingston EH54 8SF
Royaume-Uni
www.zeiss.com/ovd
www.zeiss.com/contacts



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.com/ovd
www.zeiss.com/contacts

fr-OFR_32_010_015511 Imprimé en Allemagne, CZ-IV/2023 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.
Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré.
COMBIVISC est une marque commerciale ou une marque déposée de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d'autres pays.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2023. Tous droits réservés.