

ZEISS AT ELANA 841P

Caractéristiques techniques



Seeing beyond



AT ELANA® 841P – Système d'injection entièrement préchargé

Conception optique	Trifocale, diffractive, addition de près de +3,33 D et addition intermédiaire de +1,66 D dans le plan cristallinien, asphérique
Matériau	Acrylique hydrophobe avec revêtement de surface hépariné ¹
Diamètre optique	6,0 mm
Diamètre total	13,0 mm
Haptique	Voûtée par étapes
Conception de la lentille	Monobloc
Taille de l'incision	2,2 – 2,6 mm (en fonction de la dioptrie)
Constante A labellisée par le fabricant	120,2
Plage dioptrique	De 0,0 D à +34,0 D par incréments de 0,5
PCA	6,29
Nombre d'Abbe	51
Indice de réfraction	1,49
Implantation	Sac capsulaire
Indications	■ Indiquée dans la correction visuelle de l'aphakie secondaire à l'ablation du cristallin chez les patients atteints de cataracte. ■ Également indiquée pour les patients non cataractés et presbytes qui recherchent une plus grande indépendance par rapport aux lunettes pour les distances intermédiaires et/ou proches.
Kit injecteur/cartouche	Injecteur BLUESERT™ 2.2 couvrant la plage dioptrique 0,0 à +24,0 D Injecteur BLUESERT™ 2.4 couvrant la plage dioptrique +24,5 à +30,0 D Injecteur BLUESERT™ 2.6 couvrant la plage dioptrique +30,5 à +34,0 D

¹ Fragment d'héparine utilisé dans le revêtement de surface de LIO sans action pharmacologique, immunologique ou métabolique.



0297

AT ELANA 841P



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Allemagne

www.zeiss.com/med/contacts