

# ZEISS CT LUCIA 202

## Especificações técnicas



Seeing beyond



### CT LUCIA® 202

Design óptico	Monofocal, esférico
Material	Acrílico hidrofóbico
Diâmetro óptico	6,0 mm
Diâmetro total	13,0 mm
Háptica	5°
Design da lente	Três peças
Tamanho da incisão	3 mm
Constante A fornecida pelo fabricante <sup>1</sup>	118,2
Faixa de dioptrias	De +4,0 a +34,0 D, incrementos de 0,5 D
ACD <sup>2</sup>	5,1
Número Abbe	50
Local de implantação	Saco capsular
Sistema de injeção/cartucho <sup>2</sup>	ACCUJECT 3,0 3P para a faixa de dioptrias de +4,0 a +27,0 D para dioptrias mais elevadas, utilize fórceps

<sup>1</sup> Para obter constantes A e constantes ACD otimizadas, consulte o IOLCon: [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org).

<sup>2</sup> Consulte nossa página da web para obter as referências mais atualizadas: [www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)

**CE** 0297

CT LUCIA 202



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Alemanha

[www.zeiss.com/lucia](http://www.zeiss.com/lucia)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

**pt-BR\_32\_022\_01931** CZ-IV/2026 Edição internacional: disponível apenas em países selecionados.  
Os conteúdos desta ficha técnica podem diferir do atual status de aprovação do produto ou da oferta de serviço no seu país. Entre em contato com nossos representantes regionais para obter mais informações. Sujeito a alterações no design e no escopo de entrega devido a desenvolvimentos técnicos contínuos. CT LUCIA é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Carl Zeiss Meditec AG ou outras empresas do ZEISS Group na Alemanha e/ou em outros países.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2026. Todos os direitos reservados.