

# ZEISS CT SPHERIS 204

## Specifiche tecniche



Seeing beyond



### CT SPHERIS® 204

Design dell'ottica	Monofocale, sferica
Materiale	Acrilico idrofilo (25%) con superficie idrofoba
Diametro dell'ottica	6,0 mm
Diametro totale	11,0 mm
Angolazione aptica	0°
Design della lente	Monopezzo
Dimensioni dell'incisione	2,2 mm
Costante A indicata dall'azienda <sup>1</sup>	118,2
Range diottrico	Da -10,0 a +30,0 D (da +31,0 a +45,0 D su richiesta) Da -10,0 a +10,0 D, con incrementi di 1,0 D Da +10,0 a +30,0 D, con incrementi di 0,5 D Da +30,0 a +45,0 D, con incrementi di 1,0 D
ACD	5,01
Impianto in	Sacco capsulare
Iniettore / Set di cartucce <sup>2</sup>	Per IOL da -10,0 a +30,0 D*: AT.Shooter A1-2000/ Set cartucce VISCOJECT™-BIO 2.2 o Set d'iniettori VISCOJECT-BIO 2.2 * Set d'iniettori ACCUJECT™ 3.0 per IOL da +31,0 a +45,0 D

<sup>1</sup> Per costanti A e ACD ottimizzate, fare riferimento a IOLCon: [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)

<sup>2</sup> Si prega di consultare la nostra pagina Internet per i riferimenti più aggiornati: [www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)



0297

AT.Shooter A1-2000  
CT SPHERIS 204



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

[www.zeiss.com/iol](http://www.zeiss.com/iol)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)



0482

ACCUJECT 3.0 Injector Set  
VISCOJECT-BIO 2.2 Cartridge Set  
VISCOJECT-BIO 2.2 Injector Set



**Medicel AG**

Dornierstrasse 11

9423 Altenrhein

Svizzera

[www.zeiss.com/injectors](http://www.zeiss.com/injectors)

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)