



ZEISS PURI CLEAR

Solution saline équilibrée (BSS)

Caractéristiques techniques



ZEISS PURI CLEAR

Pour usage intraoculaire



PURI CLEAR®

| | | |
|---|---|--|
| Application | <p>PURI CLEAR est indiqué dans l'irrigation de la chambre antérieure durant la chirurgie de la cataracte et autres interventions intraoculaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pour l'extraction de l'alpha-chymotrypsine après zonulolyse enzymatique, ■ pour l'irrigation de la chambre antérieure après hémorragie de la chambre antérieure, ■ pour l'irrigation de la cornée durant une strabotomie et d'autres procédures extraoculaires, ■ pour l'irrigation de la conjonctive suivant l'application de fluorescéine, ■ pour l'humidification de la cornée et de la surface conjonctivale au cours d'un traitement au laser. | |
| Composition | <ul style="list-style-type: none"> ■ Chlorure de sodium ■ Chlorure de potassium ■ Chlorure de calcium dihydraté ■ Acétate de sodium trihydraté ■ Citrate trisodique dihydraté ■ Chlorure de magnésium hexahydraté ■ Dans une solution stérile, isotonique et isosmotique <p>La solution saline équilibrée et son emballage primaire ne contiennent ni latex, ni phtalates, ni tissu animal, ni conservateur.</p> | |
| Caractéristiques physico-chimiques | Osmolalité (mOsmol/kg) : | 295-315 |
| | pH : | 6,8-7,6 |
| | Indice de réfraction n ^D ₂₀ : | 1,3340-1,3360 |
| Propriétés | <p>La composition, le pH et l'osmolalité de PURI CLEAR correspondent aux propriétés de l'humeur aqueuse. PURI CLEAR ne contient aucun ingrédient pharmaceutique actif.</p> | |
| Conditionnement | Boîte de : | <ul style="list-style-type: none"> ■ 10 flacons plastique de 250 ml ■ 10 flacons plastique de 500 ml ■ 10 flacons verre de 500 ml ■ 10 poches de perfusion de 500 ml |
| Température de stockage (°C) | Flacon en plastique : | aucune condition |
| | Flacon en verre : | 5-25 |
| | Poche de perfusion : | aucune condition |
| Durée de conservation | Flacon en plastique : | 36 mois |
| | Flacon en verre : | 12 mois |
| | Poche de perfusion : | 36 mois |

CE 0297



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Allemagne

www.zeiss.com/bss

www.zeiss.com/med/contacts

FR_32_022_010311 Imprimé en Allemagne. CZ-V/2019 Édition internationale : commercialisation uniquement dans les pays sélectionnés. Non distribué en France. Le contenu de cette brochure peut varier par rapport au statut d'autorisation actuel du produit et des services offerts dans votre pays. Pour obtenir de plus amples informations, contactez le représentant régional ZEISS. Sous réserve de modifications de conception dues aux progrès techniques. PURI CLEAR est une marque déposée de la société Carl Zeiss Meditec AG en Allemagne et/ou dans d'autres pays. © Carl Zeiss Meditec AG, 2019. Tous droits réservés.