



Seeing beyond

ZEISS VISULYZE

Lo strumento all-in-one per i dati refrattivi e i nomogrammi.

Per un chirurgo refrattivo, i dati hanno un ruolo fondamentale nella quotidianità. Ecco perché VISULYZE® di ZEISS è stato progettato per supportare la raccolta e l'analisi dei dati dei pazienti, creando e fornendo anche nomogrammi dettagliati per un maggiore controllo durante ogni intervento. Il software all-in-one può contribuire a ottimizzare i risultati dei pazienti con i laser refrattivi ZEISS e in generale a migliorare la prevedibilità dei risultati, aumentando la soddisfazione del paziente.



Scegli di ottenere risultati migliori con ZEISS VISULYZE e crea i tuoi nomogrammi utente personalizzati in base alla tua clinica, ai tuoi dispositivi e alle tue applicazioni.

I laser refrattivi ZEISS hanno generalmente un'efficacia comprovata. Sebbene questi dispositivi forniscano complessivamente risultati clinici soddisfacenti, lievi deviazioni causate dalla posizione fisica, dalla rifrazione manifesta e dalla tecnica chirurgica, dai dati anagrafici del paziente e altro possono dare risultati diversi. ZEISS mette ora a tua disposizione un software che offre la possibilità di rivedere, aggiornare e salvare i nomogrammi in qualsiasi momento.

Mantieni l'efficienza con un flusso di lavoro semplice:

- **Raccogli i dati:**
Raccogli i dati in modo standardizzato per varie opzioni di analisi e nomogrammi dettagliati.
- **Analizza i dati:**
Filtra i dati e genera grafici JRS Standard Nine, grafici dell'acuità visiva binoculare e diagrammi polari*.
- **Crea nomogrammi personalizzati:**
Filtra i dati per chirurgo, dispositivo, tipo di trattamento e altro per creare nomogrammi individuali per ogni chirurgo. Confronto e regolazione flessibile dei nomogrammi con l'interfaccia di confronto.
- **Seleziona nomogrammi:**
È possibile visualizzare un elenco completo di tutti i nomogrammi creati ed esportarli come tabelle di ricerca, utilizzarli per la pianificazione di trattamenti individuali o importare digitalmente il nomogramma nella successiva pianificazione del trattamento SMILE.

Lo strumento completo all-in-one.

- > Crea tutti i nomogrammi personalizzati di cui hai bisogno con una sola licenza.
- > Fai un passo importante per migliorare la prevedibilità dei risultati.
- > Crea report clinici utilizzando grafici standard nella chirurgia refrattiva.
- > Gestisci e controlla tutti i dati in quanto proprietario del software.
- > Lavora in modo efficiente con un'interfaccia utente intuitiva.
- > Ottieni una chiara panoramica dei risultati clinici.
- > Rivedi e regola i dettagli calcolati prima di salvare i nomogrammi.

Mantieni il controllo.

Il tuo flusso di lavoro semplice ed efficiente.



1. Raccogli i dati

Inserisci i dati di rifrazione. Inserisci manualmente i dati per paziente o importa i dati esistenti tramite un modello Excel.



2. Analizza i dati

Filtra i dati e crea grafici JRS Standard Nine, grafici dell'acuità visiva binoculare e diagrammi polari*. Esporta file di immagini per presentazioni in PowerPoint e pubblicazioni.



3. Crea nomogrammi

Filtra i dati, confronta, regola e crea qualsiasi nomogramma in base all'utente, al dispositivo, al tipo di trattamento, all'ametropia e molto altro ancora.



4. Seleziona il nomogramma

Visualizza una panoramica di tutti i nomogrammi creati. Esporta tabelle di ricerca o copie digitali del nomogramma e crea mini piani di trattamento per i pazienti successivi.

Prendi il controllo a partire da ora.

Ottieni maggiori informazioni su ZEISS VISULYZE e inizia a usare il tuo nomogramma utente personalizzato.

Oltre a ZEISS VISULYZE, è possibile usufruire del servizio ZEISS User Nomogram Service per ricevere nomogrammi utente personalizzati e un'analisi dei risultati refrattivi specifica per la clinica. Rivolgiti al tuo Clinical Application Specialist di ZEISS.

*Basati sul metodo Alpíns (JCRC).



VISULYZE



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschewitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/visulyze

www.zeiss.com/med/contacts

it-INT_34_010_0021111 Stampato in Germania. CZ-1/2023 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Software classificato come dispositivo non medico negli Stati Uniti. Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. VISULYZE è un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e/o in altri paesi. © Carl Zeiss Meditec AG, 2023. Tutti i diritti riservati.