

ZEISS CT Asphina 409M

ZEISS CT Asphina 409MP precaricata

Specifiche tecniche



Seeing beyond



CT ASPHINA® 409M

Design dell'ottica	Monofocale, asferica (neutra all'aberrazione)
Materiale	Acrilico idrofilo (25%) con superficie idrofoba
Diametro dell'ottica	6,0 mm
Diametro totale	11,0 mm
Angolazione aptica	0°
Design della lente	Monopezzo, MICS
Dimensioni dell'incisione	1,8 mm
Costante A indicata dall'azienda ¹	118,0
Range diottrico	Da 0,0 a +32,0 D da 0,0 a +10,0 D, con incrementi di 1,0 D da +10,0 a +30,0 D, con incrementi di 0,5 D da +30,0 a +32,0 D, con incrementi di 1,0 D
ACD	4,88
Impianto in	Sacco capsulare
Iniettore/Set di cartucce ²	AT.Shooter A1-2000/Set di cartucce VISCOJECT™-BIO 1.8 o set di iniettori VISCOJECT-BIO 1.8



CT ASPHINA 409MP PRECARICATA

Design dell'ottica	Monofocale, asferica (neutra all'aberrazione)
Materiale della IOL	Acrilico idrofilo (25%) con superficie idrofoba
Diametro dell'ottica	6,0 mm
Diametro totale	11,0 mm
Angolazione aptica	0°
Design della lente	Monopezzo, MICS
Dimensioni dell'incisione	1,8 mm
Costante A indicata dall'azienda ¹	118,0
Range diottrico	Da 0,0 a +32,0 D da 0,0 a +10,0 D, con incrementi di 1,0 D da +10,0 a +30,0 D, con incrementi di 0,5 D da +30,0 a +32,0 D, con incrementi di 1,0 D
ACD	4,88
Impianto in	Sacco capsulare
Iniettore/Set di cartucce ²	BLUEMIXS® 180

¹ Per costanti A e ACD ottimizzate, fare riferimento a IOLCon: www.iolcon.org

² Si prega di consultare la nostra pagina Internet per i riferimenti più aggiornati: www.zeiss.com/injectors





CT ASPHINA 409M/MP



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/iol

www.zeiss.com/med/contacts



CT ASPHINA 409MP
BLUEMIXS 180 injector



Carl Zeiss Meditec SAS

27 Avenue Paul Langevin

17180 Périgny

Francia