

Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT

Intraoperative Retina-Visualisierung ohne Kompromisse



Seeing beyond



Die Single-use Lenses für das RESIGHT® Fundusabbildungssystem von ZEISS verschaffen Ihnen kompromisslos klare Sicht bei jedem Eingriff im hinteren Augenabschnitt. Gleichzeitig bieten sie Ihnen alle Vorteile von Einweglinsen. Darüber hinaus profitieren Sie von einer hochauflösenden Visualisierung der äußeren Peripherie und einer hohen Lichttransmission, die es Ihnen ermöglicht, bei reduzierter Beleuchtungsstärke zu arbeiten.



zeiss.com/su-lenses-resight

Reibungsloser Workflow und hohe Kompatibilität

Die Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT sind mit allen ophthalmologischen Mikroskopen von ZEISS kompatibel, die mit ZEISS RESIGHT 500 oder ZEISS RESIGHT 700 konfiguriert sind, sowie mit der integrierten intraoperativen OCT von ZEISS.

Alle Linsen werden in einer eigenen sterilen Verpackung geliefert, so dass das OP-Personal sich unabhängig voneinander auf Operationen vorbereiten kann.



Klare und detaillierte Sicht für sichere Makulachirurgie mit der MACULA LENS



- Hohe Auflösung mit großem Sichtfeld und erhöhtem Kontrast
- Bessere Sicht der chirurgischen Instrumente während des Eingriffs

Visualisierung bis zur Ora serrata mit der ULTRA WIDE-ANGLE LENS



- Geringerer Bedarf an Kippung und Indentation der Sklera
- Ungehinderter Zugang zu den Instrumenten und reduzierte Kondensation

Vielseitigkeit in der peripheren Chirurgie mit der WIDE-ANGLE LENS



- Geeignet für alle Verfahren im hinteren Augenabschnitt, ohne Linsen zu wechseln
- Herausragende periphere Visualisierung in hoher Auflösung

Technische Daten			
	MACULA LENS	WIDE-ANGLE LENS	ULTRA WIDE-ANGLE LENS
Material	Optik: Polymethylmethacrylat (PMMA); Linsenhalter: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)		
Sterilisiert mit	Ethylenoxid		
Durchmesser	ca. 23 mm	ca. 19 mm	ca. 21–26 mm



RESIGHT 500
RESIGHT 700



0297

Single-use lenses for
RESIGHT



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Deutschland
www.zeiss.com/med/contacts

de-INT_32_010_01741 CZ-XI/2024 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.
Der Inhalt des Flyers kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. RESIGHT ist eine Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und / oder anderen Ländern.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Alle Rechte vorbehalten.