

# Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT

Visualizzazione  
intraoperatoria della retina  
senza compromessi



Seeing beyond



Le lenti monouso per il sistema di visualizzazione del fondo RESIGHT® di ZEISS donano ai chirurghi della retina una visione chiara e senza compromessi per ogni procedura chirurgica nel segmento posteriore, offrendo inoltre tutti i vantaggi delle lenti monouso. La visualizzazione ad alta risoluzione dell'estrema periferia, con un'elevata trasmissione della luce, permette di operare con un'intensità di illuminazione ridotta.



[zeiss.com/su-lenses-resight](https://zeiss.com/su-lenses-resight)

# Flusso di lavoro e compatibilità costanti

Tutte le Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT sono compatibili con qualsiasi microscopio oftalmico ZEISS configurato con ZEISS RESIGHT 500 o ZEISS RESIGHT 700, oltre che con l'OCT intraoperatorio integrato ZEISS.

Tutte le lenti vengono consegnate in confezioni sterili separate, consentendo al personale della sala operatoria di prepararsi all'intervento in modo autonomo.



## Visione chiara e dettagliata per una chirurgia della macula sicura con la MACULA LENS



- Alta risoluzione con un campo visivo esteso e un contrasto migliorato
- Migliore visione degli strumenti chirurgici durante l'intervento

## Visualizzazione fino all'ora serrata con la ULTRA WIDE-ANGLE LENS



- Riduzione della necessità di inclinazione e indentazione sclerale
- Comodo accesso agli strumenti chirurgici e riduzione della condensa

## Chirurgia periferica versatile con la WIDE-ANGLE LENS



- Adattabile con le procedure del segmento posteriore senza necessità di cambiare lenti
- Eccezionale visualizzazione periferica in alta risoluzione

### Specifiche tecniche

	MACULA LENS	WIDE-ANGLE LENS	ULTRA WIDE-ANGLE LENS
<b>Materiale</b>	Ottiche: polimetilmetacrilato (PMMA); porta-lente: copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)		
<b>Sterilizzato con</b>	Ossido di etilene		
<b>Diametro</b>	~ 23 mm	~ 19 mm	~ 21-26 mm



RESIGHT 500  
RESIGHT 700



0297

Single-use lenses for  
RESIGHT



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51-52  
07745 Jena  
Germania  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

it-INT\_32\_010\_01741 CZ-IX/2024 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati. Il contenuto della brochure può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni. Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. RESIGHT è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e/o in altri paesi.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. All rights reserved.