

ZEISS IOLs für Ihre Patienten: Auswahl der richtigen Stärke

ZEISS Z CALC



ZEISS Z CALC

Der Online IOL Calculator für ZEISS IOLs



Seeing beyond

ZEISS Z CALC

Der Online IOL Calculator für ZEISS IOLs

So einfach ist die Auswahl der richtigen Stärke bei ZEISS IOLs:



Kostenlose browserbasierte Anwendung mit **benutzerfreundlicher** Oberfläche, die beide Augen **gleichzeitig** berechnet – zum einfachen Vergleich.



Berechnung von **torischen** und **nicht torischen** ZEISS IOLs, **normalen**, **kurzen** und **langen** Augen sowie **laserkorrigierten** Augen.



Patentierter **Algorithmus zur Berechnung von ZEISS IOLs**, der die effektive Linsenposition prognostiziert und das **Design** der jeweiligen ZEISS IOL einbezieht.



Unterstützung bei herausfordernden Fällen durch optionale Zusatzeinstellungen im erweiterten Modus.



Optimierung Ihrer Ergebnisse durch die Einbeziehung von TK®-Werten aus ZEISS IOLMaster 700 – Messungen statt Vermutungen.



Beschleunigung Ihres Workflows durch die Möglichkeit, die ausgewählten ZEISS IOLs direkt zu bestellen.



Bewährter **klinischer Einsatz** seit **2009** mit derzeit **über 300.000** Berechnungen für ZEISS IOLs pro Jahr.



„Sowohl **ZEISS Z CALC** als auch **BARRETT Universal II** liefern in Verbindung mit **IOLMaster TK** sehr **akkurate Berechnungen der IOL-Stärke** und können beide je nach Bedarf verwendet werden.“



Dr. med. Amir Hamid, Optegra Eye Hospital
London, Vereinigtes Königreich



Unser Expertenteam vom
ZEISS IOL Power Calculation Service
hilft Ihnen gern bei der korrekten Berechnung von ZEISS IOLs – auch in besonders herausfordernden Fällen.

www.zeiss.com/zcalc

Für weitere Informationen wenden Sie sich an
iolcalculations.meditec@zeiss.com

CE 0297

Z CALC 2.3



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Deutschland
<https://zcalc.meditec.zeiss.com>
www.zeiss.com/med/contacts

de-INT_32_010_0166II CZ-VIII/2024 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern. Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. Z CALC ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und / oder anderen Ländern.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Alle Rechte vorbehalten.