


FORUM ASSIST match von ZEISS

Version 1.5

Inkonsistenzen in Patientenakten
schnell erkennen



Status	Last Name	First Name	Patient ID	Issuer of Patient ID	Gender	Date of Birth
	Smith	Lynda	11111	FORUM2	Female	Jul 19, 1964
	Smith	Linda	22222	FORUM	Female	Jul 19, 1964
	Smith	Linda	11111	FORUM	Female	Jul 19, 1964
	Snyder	Robert	44444	FORUM	Male	May 23, 1936
	Snyder	Robert	33333			May 23, 1936
	Snyder	Bob	33333			May 23, 1936

Patient ID	Issuer of Patient ID
11111	FORUM2
22222	FORUM
11111	FORUM
44444	FORUM
33333	FORUM
33333	FORUM2

Ihre Anforderungen

Bei der Migration von Altdaten aus verschiedenen Diagnosegeräten in das Datenmanagementsystem FORUM® können Mehrfacheinträge eines Patienten in der FORUM Datenbank auftreten. Unregelmäßigkeiten durch unterschiedliche Schreibweisen eines Patienten-Namens oder unterschiedliche Patienten-IDs sollten schnell entfernt und doppelte Einträge zusammengeführt werden. Der erste Schritt im Prozess zur Datenbereinigung ist das Auffinden der Mehrfacheinträge.

Unsere FORUM-Lösung

ZEISS FORUM ASSIST match ist eine hocheffiziente Software, die im FORUM Archive gespeicherte Mehrfacheinträge von Patienten schnell identifiziert. Die Zeit- und Kostenersparnis gegenüber einer manuellen Suche nach Mehrfacheinträgen von Patienten ist beträchtlich. Nach erfolgreicher Identifikation durch ZEISS FORUM ASSIST match lassen sich die Mehrfacheinträge leicht zusammenführen.



ZEISS FORUM ASSIST match

Entscheidende Vorteile

- Schnelles Auffinden inkonsistenter Patientenakten durch gründliches und genaues Scannen der Daten in FORUM
- Einfache Migration von Altdaten aus Geräten über die Definition individueller Suchkriterien
- Einfaches Zusammenführen mehrfach vorhandener Patientenakten und Dubletten mittels Darstellung der inkonsistenten Daten in einer leicht verständlichen Übersicht

Mindestanforderungen für FORUM ASSIST match von ZEISS

ZEISS FORUM ASSIST match

Technische Anforderungen Die technischen Mindestanforderungen für ZEISS FORUM ASSIST match 1.5 sind dieselben wie für einen PC, auf dem FORUM Archive oder Viewer Version 4.2 (und höher) laufen.

FORUM ASSIST match ist nur mit englischsprachiger Benutzeroberfläche und Dokumentation erhältlich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.zeiss.com/forum

EU: ZEISS FORUM ASSIST match ist kein Medizinprodukt und trägt daher kein CE-Zeichen gemäß 93/42/EWG.

USA: Laut FDA-Vorschriften ist ZEISS FORUM ASSIST match Zubehör für ein Medizinprodukt der Kategorie Klasse IIa.

* Die angezeigten Patientendaten-Beispiele sind vollkommen fiktiv. Ähnlichkeiten mit echten Personen sind rein zufällig.



Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Straße 51–52
07745 Jena
Deutschland
www.zeiss.com/forum