



**Demostración  
gratuita  
in situ**

## **ZEISS COMBIVISC**

La combinación perfecta de dos OVD  
para la cirugía oftalmológica completa



Seeing beyond

## El polivalente

Espacio, protección y eficiencia.




**COMBIVISC®** también está disponible en multipacks de 5 unidades (1 dispersivo y 1 cohesivo por unidad) que permiten realizar 5 intervenciones.

## La combinación de dos OVD

para responder a cualquier necesidad en cada una de las fases de una intervención oftalmológica.

**COMBI**



**VISC**

Le brinda el espacio y la protección que necesita en casos habituales o complejos, con una extracción rápida y sencilla.

## Flexibilidad gracias a dos conceptos de OVD


El OVD **dispersivo** protege y ofrece claridad durante la extracción de la catarata

- Protección fiable del endotelio y los demás tejidos durante las distintas maniobras quirúrgicas
- Excelente división del espacio
- Excelente claridad óptica<sup>1</sup>
- Fácilmente inyectable
- Aspiración más fácil en comparación con otros OVD dispersivos<sup>2</sup>



**1 OVD dispersivo**  
30 mg/ml, 0,85 ml

**COMBI**



**VISC**

## Se adapta perfectamente a sus necesidades.

El OVD **cohesivo** es eficiente y mantiene el espacio durante la implantación de las LIO

- Muy eficaz en la creación y el mantenimiento del espacio en la cámara anterior<sup>3</sup>
- Buen llenado del saco capsular
- Retención óptima en la cámara
- Fácilmente inyectable<sup>3</sup>
- Extracción rápida y sencilla<sup>2</sup>



**1 OVD cohesivo**  
15 mg/ml, 1,0 ml

<sup>1</sup> Hütz W. W. et al., «Comparison of viscoelastic substances used in phacoemulsification», JCRS, vol. 22, septiembre de 1996

<sup>2</sup> Arshinoff S. A., Jafari M., «New classification of ophthalmic viscosurgical devices», JCRS vol. 31, noviembre de 2005

<sup>3</sup> Domack H., «Z-HYALIN Plus: A Versatile Cohesive Agent», Cataract & Refractive Surgery Today, Europa, julio/agosto de 2011.

**CE** 0344

COMBIVISC



**Hyaltech Ltd.**

Starlaw Business Park  
Livingston EH54 8SF  
Reino Unido

[www.zeiss.com/ovd](http://www.zeiss.com/ovd)  
[www.zeiss.com/contacts](http://www.zeiss.com/contacts)



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Alemania

[www.zeiss.com/ovd](http://www.zeiss.com/ovd)  
[www.zeiss.com/contacts](http://www.zeiss.com/contacts)

**es-INT\_32\_010\_015511** Impreso en Alemania. CZ-IV/2023 Edición internacional; en venta solo en países seleccionados. El contenido de este folleto puede diferir del estado actual de homologación del producto o del servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro por desarrollos técnicos. COMBIVISC es una marca comercial o marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG o de otras empresas del Grupo ZEISS de Alemania y / o de otros países. © Carl Zeiss Meditec AG, 2023. Reservados todos los derechos.