


FORUM de ZEISS

OCT Navigator

Mejor revisión de OCT



Su desafío

Cuando examina pacientes derivados de otros médicos, a menudo tiene que lidiar con diferentes datos de diagnóstico; por ejemplo, exámenes de OCT originados en dispositivos de diferentes proveedores de OCT. La revisión electrónica de las imágenes de OCT y la comparación de B-scans de diferentes fabricantes representan un desafío, si no una tarea imposible para muchas consultas oftalmológicas. Hasta ahora.

Nuestra solución FORUM

Con el nuevo FORUM OCT Navigator de ZEISS, ahora puede visualizar y navegar a través de imágenes de OCT de diferentes proveedores de OCT. Esto significa que puede no solo desplazarse simultáneamente por hasta tres B-scans con su CIRRUS HD-OCT de ZEISS, sino también entre los datos de las exploraciones de cualquier otro dispositivo OCT que cumpla con el estándar DICOM. Gracias a la mayor facilidad de uso, podrá revisar y comparar datos de exploraciones tomados a lo largo del tiempo y tomar decisiones de manera más rápida y segura.



FORUM de ZEISS

OCT Navigator

Ventajas clave

- Desplácese simultáneamente por hasta tres B-scans de cualquier proveedor de OCT que cumpla con el estándar DICOM.
- Elija y revise cómodamente las imágenes pertinentes de OCT.
- Use fácilmente los efectos de zoom y panorámica o ajuste el brillo y el contraste de las imágenes de fondo y los B-scans para una mejor toma de decisiones.
- Comente una imagen o márkuela como favorita para encontrarla de nuevo rápidamente.
- Desplácese automáticamente por sus B-scans de OCT con la función de reproducción automática y ajuste la velocidad de acuerdo con sus preferencias.
- Mejor rendimiento del flujo de trabajo de las imágenes de OCT.

Requisitos mínimos para FORUM OCT Navigator de ZEISS

Requisitos técnicos

Los requisitos técnicos mínimos para FORUM OCT Navigator de ZEISS son los mismos que para cualquier PC en el que opera FORUM Archive o FORUM Viewer, versión 4.2.3 (o superior).



Para obtener más información, visite www.zeiss.com/forum.



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Alemania

www.zeiss.com/forum

www.zeiss.com/med/contacts