

# Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT



Seeing beyond

La visualisation  
peropératoire de la rétine  
sans compromis



Les lentilles à usage unique « Single-use Lenses » conçues pour le système de visualisation du fond d'œil RESIGHT® de ZEISS garantissent aux chirurgiens de la rétine une visualisation claire et sans compromis lors des interventions chirurgicales dans le segment postérieur, tout en offrant les nombreux avantages des lentilles jetables. La visualisation en haute résolution de la périphérie lointaine, combinée à une transmission lumineuse élevée, permet d'opérer avec une intensité d'éclairage réduite.



[zeiss.com/su-lenses-resight](https://zeiss.com/su-lenses-resight)

# Workflows fluides et compatibilité

Toutes les Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT sont compatibles avec n'importe quel microscope ophtalmique ZEISS configuré avec ZEISS RESIGHT 500 ou ZEISS RESIGHT 700, ainsi qu'avec l'OCT peropératoire intégré de ZEISS.

Toutes les lentilles sont livrées dans un emballage stérile séparé afin de permettre au personnel du bloc opératoire de se préparer de manière indépendante à chaque opération.



## Visualisation claire et détaillée pour la chirurgie de la macula avec la MACULA LENS



- Haute résolution avec champ de vision étendu et contraste amélioré
- Meilleure visualisation des instruments chirurgicaux pendant l'intervention

## Visualisation jusqu'à l'ora serrata avec la ULTRA WIDE-ANGLE LENS



- Moins d'inclinaison et d'indentation sclérale requises
- Accès libre aux instruments chirurgicaux et réduction de la condensation

## Polyvalence en chirurgie périphérique avec la WIDE-ANGLE LENS



- Adaptation à toutes les interventions dans le segment postérieur sans avoir à changer de lentille
- Visualisation périphérique exceptionnelle en haute résolution

### Caractéristiques techniques

	MACULA LENS	WIDE-ANGLE LENS	ULTRA WIDE-ANGLE LENS
<b>Matériau</b>	Optique : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; porte-lentille : copolymère acrylnitril-butadiène-styrène (ABS)		
<b>Stérilisable</b>	à l'oxyde d'éthylène		
<b>Diamètre`</b>	~ 23 mm	~ 19 mm	~ 21-26 mm



RESIGHT 500  
RESIGHT 700



0297

Single-use lenses for  
RESIGHT



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51-52  
07745 Jena  
Allemagne  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

fr-OFR\_32\_010\_0174I CZ-IX/2024 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.

Le contenu du prospectus peut différer de l'état actuel d'autorisation du produit ou des offres de service dans votre pays. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. RESIGHT est une marque commerciale ou une marque déposée de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et/ou dans d'autres pays.

© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Tous droits réservés.