

ZEISS CT LUCIA 202

Specifiche tecniche



Seeing beyond



CT LUCIA® 202

Design dell'ottica	Monofocale, sferica
Materiale	Acrilico idrofobo
Diametro dell'ottica	6,0 mm
Diametro totale	13,0 mm
Aptica	5°
Design della lente	Tre pezzi
Dimensione dell'incisione	3 mm
Costante A indicata dall'azienda ¹	118,2
Range diottrico	Da +4,0 a +34,0 D, con incrementi di 0,5 D
ACD ²	5,1
Numero di Abbe	50
Impianto in	Sacco capsulare
Iniettore/set di cartucce ²	ACCUJECT 3.0 3P per range diottrico da +4,0 a +27,0 D per lenti con un potere superiore, usare la pinza

¹ Per le costanti A e ACD ottimizzate, fare riferimento a IOLCon: www.iolcon.org.

² Si prega di consultare la nostra pagina web per i riferimenti più aggiornati: www.zeiss.com/injectors

CE 0297

CT LUCIA 202



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/lucia

www.zeiss.com/med/contacts

it-INT_32_022_01931 CZ-IV/2026 Edizione internazionale: esclusivamente per la vendita nei paesi selezionati.
Il contenuto della scheda tecnica può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto o del servizio nel proprio Paese. Contattare il rappresentante locale per ulteriori informazioni.
Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico. CT LUCIA è un marchio o un marchio registrato di Carl Zeiss Meditec AG o di altre aziende del Gruppo ZEISS in Germania e/o in altri paesi.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2026. Tutti i diritti riservati.