

FORUM von ZEISS

Version 4.4

Intuitive Datenmanagement-Software

FORUM® von ZEISS ist eine skalierbare Software für die Ophthalmologie, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Entdecken Sie die neueste Version der Software mit noch einfacherer Bedienung, erweiterten Analysetools und verbesserter Sicherheit.

Einfachere Bedienung:

Erleben Sie vollen Komfort mit einer intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche und Workflows, die nur wenige Klicks erfordern.

- Für das schnelle Vergleichen können Sie Aktionen wie Zoomen und Verschieben auf mehreren Dokumenten gleichzeitig ausführen.
- Nutzen Sie die flexiblen Exportoptionen, um Dokumente in DICOM- und Nicht-DICOM-Formate zu exportieren.
- Navigieren Sie intuitiv durch die Dateien, und wechseln Sie bei der Durchsicht der Dokumente mühelos zwischen Stapel- und Parallelansicht.

Erweiterte Analysetools:

Erhalten Sie tiefere Einblicke und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit leistungsstarken Analysetools.

- Visualisieren Sie die retinalen Strukturen im Auge unter Einsatz mehrerer Farbkanäle.
- Führen Sie manuelle Messungen durch und fügen Sie bestimmten Bildbereichen Annotationen hinzu.
- Für die stereoskopische Auswertung können CLARUS-Stereobildpaare untersucht werden.
- Auf dem integrierten OCT-Display können Sie parallel dazu die letzten OCT-Scans abrufen.


Verbesserte Sicherheit:

Arbeiten Sie mit der Gewissheit, dass ein hohes Maß an Schutz und wichtige Sicherheitsstandards eingehalten werden.

- Sichere Datenübertragung mittels TLS-Verschlüsselung. Die gespeicherten Daten sind durch eine transparente Datenbankverschlüsselung geschützt.
- Zuverlässige Kommunikation mit ZEISS Geräten, Drittgeräten¹ sowie DICOM-Systemen über DICOM-TLS.
- Mit dem benutzerfreundlichen Admin Center sind komplexe Einstellungen oder die Planung von Backups einfach zu konfigurieren.

Weitere Vorteile von ZEISS FORUM

- Steigern Sie Ihre Effizienz und sparen Sie durch einen papierlosen Workflow Zeit, Platz und Kosten.
- Erweitern Sie Ihre [ZEISS FORUM](#) Software mit klinischen Anwendungen für [Retina-](#), [Glaukom-](#), [Refraktiv-](#) und [Katarakt-](#)Patienten.
- Vernetzen Sie alle Ihre Diagnosegeräte (DICOM und Nicht-DICOM), sowohl von ZEISS als auch von anderen Herstellern, und integrieren Sie sie nahtlos mit bestehenden elektronischen Patientenakten und Krankenhausinformationssystemen.
- Bequemer Datenaustausch zwischen verschiedenen Praxisstandorten durch die standortübergreifende Systemarchitektur von ZEISS FORUM.



ZEISS FORUM ermöglicht sofortigen Zugriff auf alle diagnostischen Daten, ob am Arbeitsplatz oder per Fernzugriff.

Mindestanforderungen für FORUM 4.4 von ZEISS

Hardware	ZEISS FORUM Archive	ZEISS FORUM Viewer	
		PC	Mac®
Prozessor	Intel Core i5 (11. Generation)	Intel Core i5 (11. Generation)	Intel Core i5 (11. Generation) oder Apple ARMv6
Freier Arbeitsspeicher	Mindestens ² : 8 GB Empfohlen: 16 GB	Mindestens ² : 8 GB Empfohlen: 16 GB	Mindestens ² : 8 GB
Freier Festplattenspeicher	Mindestens: 200 GB	Mindestens: 8 GB	Mindestens: 8 GB
Bildschirmauflösung	Mindestens: 1280 × 800 Pixel Empfohlen: 1680 × 1050 Pixel oder höher	Mindestens: 1280 × 800 Pixel Empfohlen: 1920 × 1080 Pixel oder höher	Mindestens: 1280 × 800 Pixel Empfohlen: 1680 × 1050 Pixel oder höher
Betriebssystem	Windows 10 (64 Bit) Windows 11 (64 Bit) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Windows 10 (64 Bit) Windows 11 (64 Bit) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	macOS Sonoma 14.x

Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner, um Konfigurationen für erweiterte Lösungen zu erhalten.



Carl Zeiss Meditec AG
 Goeschwitzer Strasse 51–52
 07745 Jena
 Deutschland
www.zeiss.com/forum
www.zeiss.com/med/contacts

2. Bei vollständiger Installation einschließlich Plugins.

de-INT_31_022_006911 CZ-III/2024 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern.
 Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.
 FORUM ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und / oder anderen Ländern.
 © Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Alle Rechte vorbehalten.