



ZEISS PURI CLEAR

Solución salina balanceada

Especificaciones técnicas



ZEISS PURI CLEAR

Para uso intraocular



PURI CLEAR®	
Aplicación	<p>PURI CLEAR está indicada para la irrigación de la cámara anterior durante cirugías de cataratas y otros procedimientos intraoculares:</p> <ul style="list-style-type: none">■ para eliminar la alfaquimotripsina después de la zonulólisis enzimática;■ para irrigar la cámara anterior después de una hemorragia;■ para irrigar la córnea durante una estrabotomía y otras intervenciones extraoculares;■ para irrigar la conjuntiva después de aplicar fluoresceína;■ para hidratar la superficie corneal y de la conjuntiva durante tratamientos con láser.
Composición	<ul style="list-style-type: none">■ Cloruro de sodio■ Cloruro de potasio■ Cloruro de calcio dihidratado■ Acetato de sodio trihidratado■ Citrato de trisodio dihidratado■ Cloruro de magnesio hexahidratado■ en una solución estéril, isotónica e isosmótica <p>La solución salina equilibrada y su envase principal no contienen látex, ftalatos, tejidos animales ni conservantes.</p>
Datos fisicoquímicos	<p>Osmolalidad (mOsm/kg): 295-315 Valor de pH: 6,8-7,6 Índice refractivo nD20: 1,3340-1,3360</p>
Propiedades	<p>La composición, el pH y la osmolalidad de PURI CLEAR se corresponden a los del humor acuoso. PURI CLEAR no contiene ningún ingrediente farmacéutico activo.</p>
Tamaño del envase	<p>Caja de:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 10 botellas de plástico de 250 ml■ 10 botellas de plástico de 500 ml■ 10 botellas de vidrio de 500 ml■ 10 bolsas de infusión de 500 ml
Temperatura de almacenamiento (°C)	<p>Botella de plástico: no hay requisitos Botella de vidrio: 5-25 Bolsa de infusión: no hay requisitos</p>
Vida útil	<p>Botella de plástico: 36 meses Botella de vidrio: 12 meses Bolsa de infusión: 36 meses</p>

CE 0297



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Alemania

www.zeiss.com/bss

www.zeiss.com/med/contacts

ES_32_022_010311 Impreso en Alemania. CZ-V/2019 Edición internacional: solo a la venta en determinados países. El contenido de este folleto puede diferir de la situación actual de homologación del producto o servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información. Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro debido a avances técnicos. PURI CLEAR es una marca comercial registrada de Carl Zeiss Meditec AG en Alemania o en otros países. © Carl Zeiss Meditec AG, 2019. Todos los derechos reservados.