

# ZEISS AT ELANA 841P

## Especificações técnicas



Seeing beyond



### AT ELANA® 841P – sistema injetor totalmente pré-carregado

<b>Design ótico</b>	Trifocal, difrativo, adição de +3,33 D para perto e adição de +1,66 D para distância intermédia no plano da LIO, esférico
<b>Material</b>	Acrílico hidrofóbico com superfície revestida <sup>1</sup> com heparina
<b>Diâmetro ótico</b>	6,0 mm
<b>Diâmetro total</b>	13,0 mm
<b>Háptico</b>	Abóbada escalonada
<b>Design da lente</b>	Peça única
<b>Tamanho da incisão</b>	2,2–2,6 mm (dependendo das dioptrias)
<b>Constante A identificada pela empresa</b>	120,2
<b>Intervalo de dioptrias</b>	De 0,0 D para +34,0 D, em incrementos de 0,5
<b>ACD</b>	6,29
<b>Número Abbe</b>	51
<b>Índice refrativo</b>	1,49
<b>Implantação em</b>	Saco capsular
<b>Indicações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Indicado para a correção visual da afacia após a remoção da lente cristalina em doentes com cataratas</li><li>■ Igualmente indicada para doentes sem cataratas e com presbiopia que procuram obter uma maior independência dos óculos para distâncias intermédias e/ou ao perto</li></ul>
<b>Conjunto injetor/cartucho</b>	Injetor BLUESERT™ 2.2 para intervalo de dioptrias entre 0,0 e +24,0  Injetor BLUESERT™ 2.4 para intervalo de dioptrias entre +24,5 e +30,0  Injetor BLUESERT™ 2.6 para intervalo de dioptrias entre +30,5 e +34,0

<sup>1</sup> Fragmento de heparina utilizado no revestimento da superfície da LIO sem qualquer ação farmacológica, imunológica ou metabólica.

CE 0297

AT ELANA 841P



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Alemanha

[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

**pt-0105\_32\_022\_012311** CZ-II/2024 Edição internacional: disponível apenas em países selecionados.  
O conteúdo desta ficha de dados pode diferir do estado atual de aprovação do produto ou serviço em oferta no seu país. Para obter mais informações, entre em contacto com os nossos representantes regionais.  
Sujeito a alterações ao nível do design e do âmbito de entrega e como resultado do contínuo aperfeiçoamento técnico. AT ELANA e BLUESERT são marcas comerciais ou marcas registadas da Carl Zeiss Meditec AG ou de outras empresas do Grupo ZEISS na Alemanha e/ou noutros países.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Todos os direitos reservados.