

# Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT

Visualização intra-  
operatória da retina  
incomparável



Seeing beyond



As lentes descartáveis para o sistema de visualização do fundo RESIGHT® da ZEISS proporcionam aos cirurgiões de retina uma visão nítida incomparável para todos os procedimentos cirúrgicos no segmento posterior, ao mesmo tempo que oferecem todas as vantagens das lentes descartáveis. Irá beneficiar de uma visualização de alta resolução da periferia distante, com uma elevada transmissão de luz que lhe permitirá trabalhar com uma intensidade de iluminação reduzida.



[zeiss.com/su-lenses-resight](https://zeiss.com/su-lenses-resight)

# Fluxo de trabalho descomplicado e compatibilidade

Todas as Single-use Lenses for ZEISS RESIGHT são compatíveis com qualquer microscópio oftálmico da ZEISS configurado com ZEISS RESIGHT 500 ou ZEISS RESIGHT 700, bem como com OCT intraoperatória integrada da ZEISS.

Todas as lentes são fornecidas em embalagens estéreis separadas, permitindo que o pessoal do bloco operatório se prepare de forma independente para a cirurgia.



**Visão nítida e detalhada para uma cirurgia segura da mácula** com a MACULA LENS



- Alta resolução com um campo de visão alargado e contraste melhorado
- Melhor visualização dos instrumentos cirúrgicos durante o procedimento

**Visualização até à ora serrata** com a ULTRA WIDE-ANGLE LENS



- Redução da necessidade de inclinação e de indentação escleral
- Acesso desobstruído aos instrumentos cirúrgicos e condensação reduzida

**Versatilidade na cirurgia periférica** com a WIDE-ANGLE LENS



- Adaptabilidade a todos os procedimentos no segmento posterior sem necessidade de trocar de lentes
- Excelente visualização periférica em alta resolução

## Especificações técnicas

	MACULA LENS	WIDE-ANGLE LENS	ULTRA WIDE-ANGLE LENS
<b>Material</b>	Ótica: Polimetilmetacrilato (PMMA); suporte da lente: copolímero de acrilnitrilo-butadieno-estireno (ABS)		
<b>Esterilizado com</b>	Óxido de etileno		
<b>Diâmetro</b>	~ 23 mm	~ 19 mm	~ 21-26 mm



RESIGHT 500  
RESIGHT 700



0297

Single-use lenses for  
RESIGHT



**Carl Zeiss Meditec AG**  
Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Alemanha  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

pt-INT\_32\_010\_01741 CZ-IX/2024 Edição internacional: disponível apenas em países selecionados.  
O conteúdo do folheto pode diferir do estado atual de aprovação do produto ou serviço em oferta no seu país. Para obter mais informações, entre em contacto com os nossos representantes regionais. Sujeito a alterações ao nível do design e do âmbito de entrega e como resultado do contínuo aperfeiçoamento técnico. RESIGHT é uma marca comercial ou uma marca registada da Carl Zeiss Meditec AG ou de outras empresas do Grupo ZEISS na Alemanha e/ou noutros países.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Todos os direitos reservados.