

# ZEISS VISTHESIA

## ZEISS VISTHESIA intra

### Especificaciones técnicas



Seeing beyond

	VISTHESIA® 1.0 % <sup>1</sup>	VISTHESIA 1.5 % <sup>1</sup>
	VISTHESIA 1.0 % intra <sup>2</sup>	VISTHESIA 1.5 % intra <sup>2</sup>
Comportamiento	Viscocohesivo	Viscocohesivo
Origen	Fermentación bacteriana	Fermentación bacteriana
Concentración I (%)	Hialuronato sódico 1,0 Clorhidrato de lidocaína 1,0	Hialuronato sódico 1,5 Clorhidrato de lidocaína 1,0
Concentración II (mg/ml)	Hialuronato sódico 10 Clorhidrato de lidocaína 10	Hialuronato sódico 15 Clorhidrato de lidocaína 10
Volumen (ml)	0,8	0,8
CDI	39	44
Osmolalidad (mOsm/kg)	280-330	280-330
Peso molecular (megadalton <sup>4</sup> )	2,9	2,9
Pseudoplasticidad	75	133
Viscosidad de corte cero (Pa·s <sup>5</sup> )	72	295
Temperatura de almacenamiento (°C)	2-8	2-8
Contenido de VISTHESIA:	1 jeringa intracamerar, 1 cánula de 27 G 2 ampollas tópicas (ver más abajo)	1 jeringa intracamerar, 1 cánula de 27 G 2 ampollas tópicas (ver más abajo)
Contenido de VISTHESIA intra:	1 jeringa intracamerar, 1 cánula de 27 G	1 jeringa intracamerar, 1 cánula de 27 G

Ampolla tópica VISTHESIA3	
Concentración I (%)	2 de hialuronato sódico 0,3, clorhidrato de lidocaína 2,0
Concentración II (mg/ml)	2 de hialuronato sódico 3, clorhidrato de lidocaína 20
Volumen (ml)	2x0,3
Osmolalidad (mOsm/kg)	270-320
Peso molecular (megadalton <sup>4</sup> )	2,9
Viscosidad de corte cero (Pa·s <sup>5</sup> )	1
Temperatura de almacenamiento (°C)	2-8
Contenido:	2 ampollas tópicas

Ninguno de los OVD contiene látex ni ftalatos y todos tienen un pH de entre 6,8 y 7,6.


<sup>1</sup> VISTHESIA 1.0% y VISTHESIA 1.5% no se comercializan en el Reino Unido ni en Portugal.

<sup>4</sup> megadalton = 1 000 000 dalton

<sup>2</sup> La versión VISTHESIA intra no incluye dos ampollas tópicas.

<sup>5</sup> Pa·s = 1000 mPa·s

<sup>3</sup> No disponibles por separado, únicamente con VISTHESIA 1.0% y VISTHESIA 1.5%.



**CE** 0344

VISTHESIA 1.0%  
VISTHESIA 1.5%  
VISTHESIA 1.0% intra  
VISTHESIA 1.5% intra



**Hyaltech Ltd.**

Starlaw Business Park  
Livingston EH54 8SF  
Reino Unido  
[www.zeiss.com/ovd](http://www.zeiss.com/ovd)  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52  
07745 Jena  
Alemania  
[www.zeiss.com/ovd](http://www.zeiss.com/ovd)  
[www.zeiss.com/med/contacts](http://www.zeiss.com/med/contacts)

**es-INT\_32\_022\_01391** Impreso en Alemania. CZ-IX/2021 Edición internacional: en venta solo en países seleccionados.  
El contenido de este folleto puede diferir del estado actual de homologación del producto o del servicio en su país. Contacte con su representante regional para obtener más información.  
Reservado el derecho a realizar modificaciones en el diseño o el volumen de suministro por desarrollos técnicos. VISTHESIA 1.0%, VISTHESIA 1.5%, VISTHESIA 1.0% intra y VISTHESIA 1.5% intra son marcas comerciales registradas de Carl Zeiss Meditec AG o de otras empresas del Grupo ZEISS de Alemania y/o de otros países.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2021. Reservados todos los derechos.