

# どのデバイスからも 自由にアクセス



**Android 用 ZEISS Labscope**

[zeiss.com/labscope](https://zeiss.com/labscope)




Seeing beyond

# Android 用 ZEISS Labscope


## どのデバイスからも自由にアクセス

デジタルな教育現場でインターネットに接続された顕微鏡をお使いの方に朗報です。ZEISS の使いやすいイメージングアプリ Labscope が、どのデバイスや OS でも利用できるようになりました。Labscope では画像の取得や注釈付け、共有が簡単にでき、授業がさらにスムーズになります。また、ZEISS Labscope は iOS だけでなく Windows PC と Android デバイスでも利用可能です。


### Android 用 Labscope の特長




ファイルの管理、仕分け、検索




タブ間の移動が簡単




QR コードを使ってアプリ内で顕微鏡を設定



PIN で設定をロック/ロック解除



注釈の追加



接続されている全顕微鏡のオーバービュー

# Android 用 ZEISS Labscope

## テクニカルデータ

		Android 用 ZEISS Labscope
接続	ワイヤレス	Wi-Fi
顕微鏡のサムネイル	サイズ調節可能なライブサムネイル	●
顕微鏡の設定	対物レンズ選択	●
	設定のロック	●
	QR コードで設定	●
画像取得	シングルスナップ	●
	高速スナップ	●
	ビデオ録画	●
	描画機能	●
画像取得設定	露光時間、ホワイトバランス、輝度調整	●
注釈	線、矢印、長方形、丸、テキスト、スケールバー	●
	注釈の色、線のサイズ、テキスト、テキストバックグラウンドの調節	●
対応画像形式	JPEG、TIFF	●
ファイル管理	様々な種類のファイルの表示、仕分け、検索、共有	●
テーマ	ダークモード、ライトモード	●
グローバル設定	一般設定、デフォルト注釈設定など	●

● 利用可能な機能

ご利用のカメラまたは顕微鏡のタイプによって、一部の機能が利用できない場合があります。  
Android および iPhone 用 ZEISS Labscope は、Labscope Teacher モジュールを使用したデジタルクラスルームでの使用に対応していません。

### システム互換性

#### 顕微鏡：



- ZEISS Primostar 3 HDcam
- ZEISS Primovert HDcam
- ZEISS Stemi 305 cam
- ZEISS Axioscope 5 / 7 / Vario
- ZEISS Axiolab 5

#### 顕微鏡カメラ：

- ZEISS AxioCam ERc 5s
- ZEISS AxioCam 202 mono
- ZEISS AxioCam 208 color

### システム要件

- OS : Android 9.0 以降



Windows および  
Android 用 Labscope の  
ダウンロード

Android 用 Labscope の  
ダウンロード

**Carl Zeiss Microscopy GmbH**  
07745 Jena, Germany  
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/labscope

**Carl Zeiss Co., Ltd.**  
2-10-9 Kojimachi, Chiyoda-ku  
Tokyo, 102-0083, Japan  
Phone: + 81-570-02-1310