


ZEISS Remote Health Check



Seeing beyond



Profitieren Sie von einem geplanten Check Ihres Koordinatenmessgeräts

Mit dem ZEISS Remote Health Check können Sie den technischen Maschinenzustand Ihres Koordinatenmessgeräts zusammen mit einem ZEISS Experten proaktiv erfassen. Durch den prädiktiven Ansatz des ZEISS Remote Health Checks werden Ihnen explizite Handlungsempfehlungen zum technischen Maschinenzustand Ihres Koordinatenmessgeräts aufgezeigt.

Vom Service für den Kunden, zum Service mit dem Kunden – und gemeinsam zu einem verbesserten technischen Maschinenzustand mit unserem Produkt ZEISS Remote Health Check.

Ihre Vorteile:

- Proaktive Analyse und Diagnose mit einer vorausschauenden Empfehlung von ZEISS Experten
- Sicherung der Messfähigkeit und Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit
- Geplante Reparaturen, anstatt unvorhergesehene Ausfälle
- Gemeinsame Durchführung mit unseren ZEISS Experten
- Sichere Datenverbindung – geschützt durch ZEISS und gesteuert durch Sie

Technische Voraussetzungen:

- Temporäre Verbindung zu Ihrem Auswerterechner (vorzugsweise mit TeamViewer)
- Betriebssystem: Windows 10 mit Admin-Rechten
- ZEISS Smart Services Health Check Kit Vorort verfügbar - bestellbar über unseren Webshop probes.zeiss.com